



Руководство пользователя

ForceTriad™

Энергетическая платформа

Valleylab ForceTriad™.
Руководство по эксплуатации
ForceTriad™.

Осторожно!

В соответствии с федеральным законодательством США этот прибор
может продаваться только медицинскими работниками или по их заказу.

Оборудование, описанное в данном руководстве
ForceTriad™

Номер изделия Valleylab 1001348
Дата вступления в силу 2006 .

Признание товарных знаков

Уведомление о торговых марках

ForceTriad™, LigaSure™, LigaSmart™, Smart™, REM™, Valleylab™,
Force FX™, Force EZ™, Force Argon™, Force GSU™, SurgiStat™,
EDGE™, AccuVac™ PolyHesive™
Valleylab.

Klenzyme™ STERIS. Enzol™
Johnson and Johnson Medical Inc.

Произведено
Valleylab Tyco Healthcare Group LP
A 80301-3299, .

За информацией обращайтесь по телефону
1-303-530-2300

Представитель в Европе
Tyco Healthcare UK
Gosport, PO13 0AS, UK



0086

©2006 Valleylab

Условные обозначения, используемые в этом Руководстве

Предупреждение

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избегать, может привести к смерти или серьезной травме.

Осторожно!

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избегать, может привести к легкой травме или к поражению средней тяжести.

Примечание

Указывает на риск, который может привести к повреждению изделия.

Важно!

Указывает на советы по эксплуатации или рекомендацию по обслуживанию.

Гарантия

Valleylab,

Tyco Healthcare Group LP,

Valleylab

Valleylab,

Valleylab
Valleylab,

Valleylab

**Энергетическая платформа
ForceTriad**

Один год от даты отгрузки

**Электрохирургические
генераторы**

Один год от даты отгрузки

**Аппарат для заваривания
сосудов LigaSure**

Один год от даты отгрузки

**Инструменты LigaSure
многоразового использования**

Один год от даты отгрузки

Крепежные детали (все модели)

Один год от даты отгрузки

**Педальные переключатели
(все модели)**

Один год от даты отгрузки

Блоки подачи аргона

Один год от даты отгрузки

**Хирургический дымоуловитель
OptiMumm**

Два года от даты отгрузки

**Одноразовые стерильные
изделия LigaSure**

Стерильность обеспечивается при
соблюдении указана на упаковке

**Одноразовые стерильные
изделия**

Стерильность обеспечивается при
соблюдении указана на упаковке

Электроды пациента

Период хранения указано на
упаковке

Valleylab

Valleylab.

Valleylab

Valleylab

Valleylab

Valleylab,



Глава 1. Краткий обзор и общие характеристики энергетической платформы ForceTriad

Передняя панель энергетической платформы ForceTriad	1-2
Введение	1-2
Условные системные обозначения	1-3
Сенсорные экраны	1-3
Стандартные символы	1-3
Режимы электропитания	1-5
Монополярные режимы	1-5
Биполярные режимы	1-6
Режим LigaSure	1-6

Глава 2. Безопасность пациента и операционной

Информация общего характера	2-2
Начальная установка системы	2-2
Опасность возгорания/опасность взрыва	2-4
Энергетическая платформа	2-6
Активные инструменты	2-6
Кардиостимуляторы и имплантируемые кардиовертер-дефибрилляторы	2-6
После операции	2-7
Монополярный режим	2-7
Электроды пациента	2-8
Случайные УВЧ-ожоги	2-9
Биполярный режим	2-10
Режим LigaSure	2-10
Лапароскопические операции с инструментами LigaSure	2-11
Обслуживание	2-11
Шунтирующие шнуры	2-12
Процедуры, при которых проводящая жидкость вводится в операционное поле	2-12
Лапароскопические операции	2-13

Глава 3. Настройка системы

Установка	3-2
Перед установкой	3-2
Включение энергетической платформы ForceTriad	3-2
Функции системы	3-2
Регулировка яркости дисплея	3-2
Журнал активации	3-2
Служебный дисплей	3-3
Восстановление	3-3
Установка	3-3
Демонстрационный режим	3-5

Глава 4. Монополярный режим

Передняя панель «Монополярные параметры»	4-2
Задняя панель. Монополярные элементы.....	4-3
Инструкции по быстрой настройке монополярного режима	4-3
Обзор функции монополярного режима	4-4
Монополярные режимы выходной мощности	4-4
Педальный переключатель для монополярного режима.....	4-5
Возвратные электроды. REM – система контроля качества контакта электродов	4-5
Относительно возвратных электродов пациента.....	4-5
Как работает REM-система	4-6
Настройка параметров возвратного электрода пациента.....	4-7
Активные электроды	4-8
Функциональные возможности стандартного монополярного режима.....	4-9
Функциональные возможности режима Valleylab.....	4-9
Использование инструмента режима Valleylab	4-10
Функциональные возможности регулирования мощности вручную	4-11
Функциональные возможности порта дополнительных принадлежностей	4-12

Глава 5. Биполярная хирургия

Передняя панель биполярного режима	5-2
Задняя панель биполярного режима	5-2
Инструкции для быстрой настройки биполярного режима.....	5-3
Обзор функций биполярного режима	5-3
Биполярные режимы выходной мощности	5-3
Педальный переключатель	5-4
Функция биполярного электрода	5-4
Функция автобиполярного электрода	5-5

Глава 6. Функция соединения ткани инструментами LigaSure

Передняя панель режима LigaSure	6-2
Задняя панель режима LigaSure	6-3
Инструкции для быстрой настройки режима LigaSure	6-3
Обзор функций режима LigaSure	6-4
Разъем подключения инструментов LigaSure 1	6-4
Разъем подключения инструментов LigaSure 2.....	6-5
Педальный переключатель	6-5
Запуск системы	6-6
Инструменты LigaSure.....	6-6
Блок инструментов многократного использования.....	6-6
Подключение инструментов LigaSure к энергетической платформе	6-7
Установочные параметры режима LigaSure	6-7
Изменение параметров установки подачи энергии	6-7
Активация инструмента LigaSure.....	6-8
Аварийные ситуации	6-8

После операции	6-10
Отключите инструмент.....	6-10
Повторная обработка инструментов	6-10

Глава 7. Устранение неполадок

Общие рекомендации по поиску и устранению неисправностей	7-2
Сигнал REM-предупреждения	7-2
Устранение условия срабатывания сигнализации предупреждения	7-2
Применение дополнительных возвратных электродов пациента.....	7-3
Устранение неисправностей.....	7-5
Системные предупреждающие сигналы	7-10

Глава 8. Техническое обслуживание и ремонт

Ответственность изготовителя	8-2
Порядок технического обслуживания	8-2
Очистка.....	8-3
Обслуживание изделия.....	8-3
Возврат энергетической платформы для обслуживания	8-3
Регулировка в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя (калибровка)	8-4
Обновление программного обеспечения.....	8-4
Сервисные центры	8-4

Глава 9. Технические характеристики

Эксплуатационные характеристики.....	9-2
Информация общего характера	9-2
Размеры и вес	9-2
Рабочие параметры	9-3
Транспортировка и хранение.....	9-3
Внутренняя память	9-3
Громкость звуковых сигналов	9-4
Звуковой сигнал активации.....	9-4
Предупреждающий звуковой сигнал.....	9-4
Монитор качества контакта REM-электрода	9-5
Автобиполярный режим (Autobipolar)	9-5
Рабочий цикл.....	9-6
Блуждающий ток низкой частоты (50/60 Гц).....	9-6
Блуждающие токи высокой частоты	9-7
Входная мощность	9-7
Спецификация кабеля питания	9-8
Входная частота.....	9-8
Входной ток	9-8
Резервное электропитание.....	9-8
Эквивалентное заземление	9-8
Блокировка ЭКГ	9-9

Стандарты и IEC-классификация	9-9
Оборудование класса I (IEC 60601-1)	9-10
Оборудование типа CF (IEC 60601-1)/С защитой от разряда дефибриллятора.....	9-10
Разлитие жидкости	9-10
Переходные напряжения (переход энергетической платформы на аварийный источник питания).....	9-10
Электромагнитная совместимость (IEC 60601-1-2 и IEC 60601-2-2)	9-11
Выходные характеристики	9-12
Максимальная выходная мощность для биполярного, монополярного режимов и режима LigaSure.....	9-12
Возможные значения настройки мощности в ваттах	9-13
Формы выходных сигналов	9-15
График выходной мощности в зависимости от сопротивления	9-16
Графики для монополярного режима	9-16
Биполярные графики	9-23

Краткий обзор и общие характеристики энергетической платформы ForceTriad

В этом разделе дается краткий обзор свойств и функций энергетической платформы ForceTriad.

Осторожно!

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по этой системе.

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по работе с электрохирургическими инструментами. Особые инструкции по применению электрохирургических инструментов не включены в данное руководство.

Формы Ф

ForceTriad,
Valleylab ,
Valleylab

Условные системные обозначения


Сенсорные экраны

ForceTriad

Стандартные символы

Символ	Имя	Описание
	На страницу вверх/ на страницу вниз	,
	Вверх/вниз	/

Условные системные обозначения

Символ	Имя	Описание
	Вперед/назад	
	Возврат на один знак	
	Блокировка звуков биполярного режима вкл./выкл.	/
		
	Отмена	
	Ввод	
	Системная область	
	Яркость	

Символ	Имя	Описание
	Гаечный ключ	« »,

Режимы электропитания

ForceTriad

Монополярные режимы

ForceTriad

Режимы разреза

Pure cut ()

Blend cut ()

Режим Valleylab

Valleylab

Valleylab

Valleylab.

Режимы коагуляции

Fulgurate ()

Spray ()

fulgurate ().

Биполярные режимы

(**low**, **standard**, **macro**).).

Low ()

Standard (

Macro (M)

Автобиполярный режим (Autobipolar)

Режим LigaSure

7

Инструменты LigaSure

LigaSure
ForceTriad

LigaSure
Valleylab LigaSure.

Безопасность пациента и операционной

Безопасность и эффективное использование методов электрохирургии в значительной степени зависят от факторов, находящихся исключительно под контролем оператора. Ничто не заменит надлежащим образом обученную и слаженную хирургическую бригаду. Важно, чтобы все прочитали, поняли и выполняли рабочие инструкции, поставляемые в комплекте с этим или с любым другим электрохирургическим оборудованием.

Электрохирургическое оборудование безопасно применялось в миллионах хирургических операций. Прежде чем приступить к выполнению любой хирургической операции, хирург должен пройти обучение выполнению хирургических операций по конкретной методике, ознакомиться с медицинской литературой, связанной с хирургической операцией, хорошо представлять возможные осложнения, а также риски и выгоды использования электрохирургии в хирургической операции.

Информация общего характера

Начальная установка системы

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током Подключите шнур питания системы к правильно заземленной электрической розетке. Не разрешается использовать переходники для вилок.

Опасность возгорания Не разрешается использовать удлинители шнура электропитания.

Безопасность пациента Используйте энергетическую платформу только, если пройден тест самопроверки при включении, как описано в данном руководстве, в противном случае аппарат может генерировать выходную мощность неточно.

Осторожно!

При использовании уловителя дыма совместно с энергетической платформой ForceTriad его следует разместить на некотором расстоянии от энергетической платформы и настроить регулятор громкости системы на уровень, который гарантирует, что звуки активации будут слышны.

Подключайте только педальные переключатели, одобренные Valleylab. Использование педальных переключателей других производителей может привести к неисправности оборудования.

Предупреждение

Опасное электрическое напряжение Это оборудование разрешается использовать только специально обученным, имеющим лицензию врачам. Не используйте электрохирургическое оборудование без специального обучения его применению в конкретных хирургических операциях. Использование оборудования без такой подготовки может привести к тяжелой непреднамеренной травме у пациента, включая прободение кишечника и непреднамеренный необратимый некроз тканей.

Всегда используйте минимальную мощность, на которой достигается желаемый хирургический эффект. Активный электрод следует использовать только в течение минимального периода времени, чтобы уменьшить возможность непреднамеренного ожога. Случайный и непреднамеренный ожог может возникнуть во время хирургической операции, выполняемой на малом хирургическом поле и малых поверхностях. Педиатрические процедуры или процедуры на небольших анатомических структурах могут выполняться на пониженной мощности. Чем больше электрический ток и чем дальше происходит его использование, тем выше вероятность непреднамеренного теплового повреждения ткани, особенно во время операции на малых структурах.

Недопустимо наматывать шнуры инструментов или кабели возвратных электродов пациента на металлические предметы. Это может стать причиной возникновения индуцированных токов и привести к электрошоку или травме пациента или хирурга, а также вызвать пожар.

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током Не разрешается подключать к энергетической платформе влажные инструменты. Необходимо убедиться, что все инструменты и адаптеры правильно подключены и что в точках подсоединения отсутствуют металлические предметы.

Перед операцией необходимо убедиться в правильном выборе мощности. Если правильные параметры настройки мощности неизвестны, то следует установить низкое значение мощности и осторожно увеличивать мощность, пока не будет достигнут требуемый эффект. Если требуется увеличить мощность, то перед этим следует проверить соединения возвратных электродов пациента и все соединения инструмента.

При контакте активного электрода с металлическим предметом происходит значительное увеличение силы тока, что может привести к нежелательному хирургическому результату.

При применении электрохирургии пациент не должен касаться заземленных металлических предметов (например, рамы операционного стола, стола для инструментов и т.д.). Если это невозможно при проведении некоторых операций (например, при проведении операций, в которых используются неизолированные подголовники), то требуется предельное внимание, чтобы обеспечить безопасность пациента:

- Устанавливайте самое низкое значение мощности, которым достигается нужный хирургический эффект.
- Прикрепляйте электрод пациента максимально близко к операционному полю.
- По возможности прокладывайте между пациентом и заземленным предметом сухую марлю.
- Постоянно контролируйте точки контакта.
- Не используйте металлические игольчатые контрольные электроды.

Осторожно!

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции, поставляемые в комплекте с энергетической платформой.

Перед использованием внимательно прочтайте все инструкции, предупреждения и предостережения, поставляемые в комплекте с электрохирургическими инструментами. Особые инструкции по применению электрохирургических инструментов не включены в данное руководство.

Для хирургических операций, во время которых ток может протекать через чувствительные части тела, желательно использовать биполярные методы, чтобы избежать нежелательной коагуляции.

Перед применением проверяйте все инструменты и подсоединения к системе. Убедитесь, что инструменты работают надлежащим образом. Неправильное подключение может привести к возникновению электрической дуги, искрению, сбоям в работе инструментов или непредвиденным результатам хирургического воздействия.

Осторожно!

Не уменьшайте громкость звука сигнала активации до неслышимого уровня. Звуковой сигнал активации предупреждает хирургическую бригаду, когда энергетическая платформа подает энергию высокочастотных электромагнитных колебаний.

Неисправность энергетической платформы ForceTriad может привести к прерыванию хирургической операции. Необходимо иметь резервную систему.

Исследования показали, что дым, образующийся во время электрохирургических операций, может быть потенциально вреден для пациентов и хирургической бригады. Эти исследования рекомендуют осуществлять адекватное удаление дыма, используя хирургический уловитель дыма или иной способ.^a

При установке, удалении или изгибе электродов может произойти случайная активация. Убедитесь, что шнур инструмента не подключен к энергетической платформе ForceTriad или система выключена.

- a. Министерство здравоохранения и социального обеспечения США. Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене. Контроль задымления при проведении лазерных/электрохирургических операций. КОНТРОЛЬ опасности, публикация № 96-128, сентябрь 1996 г.*

Примечание

Подключите шнур питания к правильно заземленной электрической розетке с требуемым напряжением. В противном случае можно повредить изделие.

Важно!

Если этого требуют правила и нормы, действующие в стране, подключите энергетическую платформу к больничному стабилизированному соединителю при помощи эквипотенциального кабеля.

Опасность возгорания/опасность взрыва

Предупреждение

Опасно: Взрывоопасно Не использовать электрохирургические устройства в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков.

Опасность возгорания Не подносите активные инструменты близко к огнеопасным материалам и не допускайте контакта с ними (например, марлей или хирургическими салфетками). Активированные или нагревшиеся во время работы инструменты могут стать причиной возгорания. Неиспользуемые в данный момент электрохирургические инструменты помещайте в твердый футляр или держите их на безопасном расстоянии от пациентов, хирургической бригады и огнеопасных материалов.

Предупреждение

Опасность возгорания Искры и нагрев, возникающие при выполнении электрохирургии, могут послужить источником воспламенения. Марли и губки должны быть влажными. Не держите электрохирургические электроды в помещениях с воспламеняющимися материалами и высоким содержанием кислорода (O_2).

Применение электрохирургии в помещениях с высоким содержанием O_2 увеличивает риск воспламенения. Поэтому следует принимать меры для снижения концентрации O_2 в месте проведения операции.

Страйтесь не допускать насыщения места проведения операции O_2 и закисью азота (N_2O). O_2 и N_2O поддерживают горение, что может стать причиной пожара и ожогов пациентов или медперсонала.

По возможности следует отключить подачу кислорода на время выполнения электрохирургической операции (не менее чем за минуту до ее начала).

Не включайте источник питания до тех пор, пока не улетучатся пары легковоспламеняющихся препаратов, применявшихся для обработки поверхности кожи.

Остерегайтесь скопления естественных легковоспламеняющихся газов, которые могут накапливаться в полостях тела, например, в кишечнике.

Не разливайте легковоспламеняющиеся жидкости и не допускайте скапливания легковоспламеняющихся или окисляющих газов или паров под хирургическими простынями или вблизи места проведения операции.

Скопление частиц ткани (струп) на конце активного электрода могут начать тлеть, что опасно в пожарном отношении, в особенности, если в помещении скопился излишек кислорода. Очищайте электрод от любых наслоений.

Волосы на лице и теле легковоспламенимы. Для снижения риска воспламенения можно нанести водорастворимый хирургический гель на волосы, непосредственно прилегающие к месту операции.

Перед проведением и во время электрохирургической операции следует проверять отсутствие утечки в системах анестезии.

Опасность возгорания при проведении орофарингеальных операций

Для предотвращения утечек кислорода проверьте герметичность эндотрахеальных трубок и надежность изоляции манжеты.

Если применяется трубка без манжеты, обложите ее в горле пациента влажными губками и сохраняйте их влажными на протяжении всей операции.

Оцените необходимость подачи 100% O_2 при проведении орофарингеальной операции или операции на голове/горле пациента.

При необходимости удалайте излишек O_2 с помощью отдельного отсасывателя.

Энергетическая платформа

Предупреждение

Каждый разъем для инструментов на этой энергетической платформе предусматривает подключение одновременно только одного инструмента. Не пытайтесь подключить к одному разъему несколько инструментов. Это приведет к одновременной активации. Для правильного подключения и применения электрохирургических инструментов следуйте инструкциям, которые поставляются вместе с инструментами.

Осторожно!

Не ставьте аппаратуру поверх энергетической платформы и не ставьте энергетическую платформу на верхнюю панель электрооборудования. Получается неустойчивое сооружение, которое, к тому же, не обеспечивает адекватного охлаждения.

Энергетическую платформу необходимо размещать на максимальном удалении от другого электронного оборудования (например, мониторов). Не следует переплетать или связывать в жгуты шнуры электронных приборов. Данная энергетическая платформа может вызвать помехи для другого электронного оборудования.

Активные инструменты

Осторожно!

Перед каждым использованием проверяйте инструменты и шнуры питания на наличие разрывов, трещин, надрезов и других повреждений. Не используйте поврежденные инструменты или провода. Применение неисправного инструмента может привести к травмам или к поражению электрическим током пациента или членов хирургической бригады.

Кардиостимуляторы и имплантируемые кардиовертер-дефибрилляторы

Предупреждение

При наличии у пациента внутренних или внешних кардиостимуляторов следует с осторожностью применять методы электрохирургии и соединения тканей. Помехи, генерируемые электрохирургическими устройствами, могут стать причиной возникновения асинхронного режима кардиостимулятора и полностью блокировать действие кардиостимулятора. Если планируется применение электрохирургии или приборов соединения тканей пациентам с кардиостимуляторами, то для получения дополнительной информации следует проконсультироваться с изготовителем кардиостимулятора или со специалистами кардиологического отделения больницы.

Если пациент имеет имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, то перед выполнением электрохирургической операции или операции по соединению тканей следует проконсультироваться со специалистами фирмы-изготовителя имплантируемого кардиовертер-дефибриллятора. Применение методов электрохирургии или соединения тканей могут вызвать множественные активации имплантируемого кардиовертер-дефибриллятора.

После операции

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током Перед чисткой энергетической платформы всегда выключайте и отсоединяйте ее от электросети.

Осторожно!

Не перерабатывайте, не используйте и не стерилизуйте повторно инструменты с отметкой «disposable» (одноразовые) или «single use only» (только для одноразового использования).

Примечание

Для чистки энергетической платформы не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства или дезинфицирующие составы, растворители или другие материалы, которые могут поцарапать панели или повредить энергетическую платформу.

Монополярный режим

Предупреждение

Одновременная активация системы отсоса/орошения и электрохирургического тока может вызвать повышенное дугообразование на конце электрода и вызвать ожоги не затронутых хирургическим вмешательством тканей или поражение электрическим током и ожоги членов хирургической бригады.

Предупреждение

Некоторые хирурги могут выбрать режим «разряд гемостата» во время хирургической операции. Это делать не рекомендуется, и опасности применения такой практики, вероятно, не могут быть устранимы. Возможны ожоги рук хирурга. Чтобы минимизировать риск, принимают следующие меры:

- Не включайте режим разряда гемостата игольчатым электродом.
- При работе гемостата в режиме разряда не наклоняйтесь к пациенту, к столу или к ретракторам.
- Активируйте резак, а не коагулятор. Резак работает от более низкого напряжения, чем коагулятор.
- Перед активацией энергетической платформы насколько возможно твердо зажмите гемостат. Благодаря этому ток распределяется по большей области и минимизируется концентрация тока в кончиках пальцев.
- В режиме разряда гемостата держите гемостат ниже уровня руки (как можно ближе к пациенту), чтобы уменьшить возможность прохода тока по другому пути через руки хирурга.
- Используйте самый низкий уровень мощности и минимально возможное время, достаточное, чтобы достигнуть гемостаза.
- Активируйте энергетическую платформу после того, как инструмент коснется гемостата. Не допускайте дугообразования у гемостата.
- При использовании электрода с покрытием или неприлипающего электрода поместите край электрода напротив гемостата или другого металлического инструмента.

Электроды пациента

Предупреждение

Не пытайтесь использовать возвратные электроды пациента, которые отключают REM-систему. Система контроля качества электрического контакта энергетической платформы ForceTriad будет работать правильно только с возвратными REM-электродами пациента. Любые другие возвратные электроды пациента могут привести к травме пациента или повредить устройство.

Безопасное использование монополярной электрохирургии требует правильного размещения возвратного электрода пациента. Чтобы избежать электрохирургических ожогов под возвратным электродом пациента, для правильного размещения и использования возвратного электрода пациента следуйте всем указаниям, помещенным на упаковке изделия.

Не укорачивайте возвратный электрод пациента. Высокая плотность тока может вызвать ожоги у пациента.

Возвратный электрод пациента не требуется при операциях в bipolarном режиме или при операциях с использованием инструментов LigaSure.

Чтобы избежать ожогов у пациента, обеспечьте, чтобы возвратный электрод пациента надежно и полностью контактировал с кожей. Периодически проверяйте электрод пациента, а также после изменения положения пациента и при операциях с длительным периодом активации.

Использование рабочих циклов, превышающих 25% (10 активных секунд и затем 30 неактивных секунд) увеличит риск образования настолько высокой температуры под возвратным электродом, которая может вызвать травму у пациента. Не активируйте систему на время больше одной минуты .

Случайные УВЧ-ожоги

Предупреждение

Электроды и зонды, используемые с контролем, стимуляцией и устройствами формирования изображений (или аналогичным оборудованием) могут дать канал для тока высокой частоты, даже если

Биполярный режим

Осторожно!

Биполярные инструменты должны быть подключены к разъему, предназначенному только для биполярных инструментов. Неправильное подключение может привести к случайной активации системы.

Режим LigaSure

Предупреждение

Инструменты LigaSure предназначены для использования ТОЛЬКО с энергетической платформой Valleylab ForceTriad и системой заваривания сосудов Valleylab LigaSure. Использование этих инструментов с другими генераторами Valleylab или с генераторами других производителей может привести к травме пациента или членов хирургической бригады или к повреждению самого инструмента.

Если сигнал завершения цикла прошивания не прозвучал, возможно, не было достигнуто надлежащее прошивание. Повторно активируйте подачу высокочастотной энергии до тех пор, пока не прозвучит сигнал завершения цикла прошивания.

Функция LigaSure для соединения тканей не подтвердила своей эффективности при трубной стерилизации и обеспложивании методом трубной коагуляции. Запрещается использовать эту систему при выполнении вышеназванных операций.

Примите соответствующие меры, чтобы избежать обострения хронических сосудистых заболеваний у пациентов (атеросклероза, аневризмы сосудов и т.д.). Для большей эффективности заваривайте сосуды, не затронутые болезнью.

Не активируйте энергетическую платформу в режиме LigaSure до тех пор, пока инструмент соединения тканей не достиг нужного давления на ткань. Более ранняя активация энергетической платформы может привести к неправильному завариванию, а также к нагреву ткани за пределами операционного поля.

Соединение ткани требует применения энергии высокочастотных электромагнитных колебаний и нажима со стороны инструмента. Завариваемую ткань необходимо твердо зажать между захватными электродами инструмента. Ткань в захватных щипцах или за пределами инструмента не будет заварена, даже если возникнет тепловое побледнение.

Запрещается использовать инструменты LigaSure на сосудах диаметром более 7 мм.

Предупреждение

Инструменты LigaSure, которые требуют использования одноразовых электродов, должны применяться с правильным типом электродов. Использование этих инструментов с любыми другими электродами может привести к травме пациента или членов хирургической бригады или повредить инструмент.

Проводящие жидкости (например, кровь или соляной раствор) в прямом контакте с инструментами LigaSure или в непосредственной близости от них могут проводить электрический ток и тепло, что может вызвать случайные ожоги у пациента.

Осторожно!

Энергетические устройства, которые выделяют тепло, например электрохирургические карандаши или ультразвуковые скальпели, не должны использоваться для заваривания разрезов.

Не допускайте попадания пальцев в ручной храповой механизм. Пользователь может быть травмирован.

Лапароскопические операции с инструментами LigaSure

Предупреждение

При выполнении лапароскопических операций будьте готовы к следующим возможным опасностям:

- Внешние поверхности захватов инструментов LigaSure после деактивации высокочастотного тока могут оставаться достаточно горячими, чтобы вызвать ожоги.
- Случайная активация или удаление активированного инструмента LigaSure из поля зрения могут привести к травме пациента.
- Не активируйте инструмент, пока захваты инструмента находятся в контакте или в непосредственной близости с другими инструментами, включая металлические канюли, поскольку можно получить ограниченные ожоги пациенту или врачу.
- Не активируйте функцию LigaSure при разомкнутой цепи. Активируйте энергетическую платформу только тогда, когда инструмент находится рядом или в прямом контакте с обрабатываемой тканью, чтобы уменьшить риск случайных ожогов.
- Осторожно укладывайте и вынимайте инструменты LigaSure из канюль, чтобы избежать возможного повреждения приборов и/или нанесения травмы пациенту.

Лапароскопические операции

Предупреждение

При выполнении лапароскопических операций будьте готовы к следующим возможным опасностям:

- Лапароскопическая хирургия может вызывать газовую эмболию вследствие вдувания газа в брюшную полость.
- Наконечник электрода может оставаться достаточно горячим, чтобы вызвать ожоги после того, как электрохирургический ток деактивирован.
- Случайная активация или удаление активированного электрода из поля зрения могут привести к травме пациента.
- При прохождении электрического тока через проводящие предметы (например, канюли или оптические приборы) пациент или врач может получить локальные ожоги. В проводящих предметах может генерироваться электрический ток при прямом контакте с активным электродом или при непосредственной близости активного инструмента (электрода или кабеля) с проводящим предметом.
- Не используйте гибридные троакары, которые имеют непроводящий запирающий якорь, помещенный над проводящим рукавом. Для операционного канала используйте полностью металлические или полностью пластиковые системы. Ни при каких обстоятельствах электроэнергия не должна проходить через гибридные системы. Емкостная связь высокочастотного тока может вызвать случайные ожоги.
- При использовании лапароскопического инструментария с металлическими канюлями существует риск ожогов брюшных стенок при прямом контакте с электродом или емкостной связью высокочастотного тока. Наиболее вероятно с этим можно столкнуться в тех случаях, когда энергетическая платформа находится в активном состоянии в течение длительного времени с высокими уровнями мощности, индуцирующими высокие уровни тока в канюле.
- Убедитесь, что изоляционный материал лапароскопического инструментария одноразового и многократного использования не поврежден и не представляет опасности. Нарушенная изоляция может привести к непредвиденному искрению между металлическими предметами и нервно-мышечному раздражению и/или к случайному искрению на смежную ткань.
- Не активируйте электроды, когда они контактируют с другими инструментами, поскольку можно случайно травмировать ткани.

Безопасность пациента и операционной

Не включайте источник питания, при открытой цепи. Для снижения риска ожогов включайте источник питания только тогда, когда активный электрод находится вблизи или касается нужного участка ткани.

- Используйте самое низкое значение мощности, которое достигает желательного хирургического эффекта, и используйте низковольтные колебания (режим pure (чистый разрез), Valleylab или Fulgurate (прижигание)), чтобы уменьшить вероятность создания емкостных токов.
- Осторожно укладывайте и вынимайте активные электроды из канюль, чтобы избежать возможного повреждения приборов или нанесения травмы пациенту.

Valleylab не рекомендует проведение лапароскопических операций беременным женщинам.



Настройка системы

В этом разделе описывается установка энергетической платформы, ее включение и конфигурирование параметров настройки системы.

Осторожно!

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по этой системе.

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по работе с электрохирургическими инструментами. Особые инструкции по применению электрохирургических инструментов не включены в данное руководство.

Установка

Перед установкой

1. ,
(O).
2. ,
Valleylab.
3. .
4. .

Включение энергетической платформы ForceTriad

1. ,
(|).
2. ,
« ».

Функции системы

Регулировка яркости дисплея



ForceTriad

Журнал активации

1000

REM-

- 1.

2. « . »

3. « » « »

4.

ForceTriad

Служебный дисплей

ForceTriad,

Восстановление

Restore () ,

ForceTriad.

Установка

« » , , , ,

Установка языка

1.

2. « » . « » ,

3. « » « » . « » ,

4.

« » « » ,

« » « » ,

5.

Настройка системы

Установка времени и даты

2. Setup . « »

3. « » « ».

4. _____, (_____, _____, _____, _____)

5. « » « »

100

6. ,
Setup.

«**X**», «**Y**», «**Z**».

Включение/отключение автобиполярного режима

2. « » . « »

3.

« . AutoBip»,
 « . AutoBip».

« . AutoBip»,
 « . AutoBip».

4.

Демонстрационный режим

Предупреждение

Демонстрационный режим представлен только в демонстрационных целях. Демонстрационный режим не предназначен для использования в клинических условиях.

1.

Включение демонстрационного режима

1.

« . ».
 « . ».
 « . ».

Демо-
не для клинического использования

2.

REM-

ПРИМЕЧАНИЕ: В демонстрационном режиме генератор не опознает тип инструмента, поэтому соответствующую подключенному инструменту вкладку необходимо выбирать вручную.

3.

« . ».

Выход из демонстрационного режима

1.

2.

«

»

«

»

Монополярный режим


В этом разделе описываются функции монополярной хирургии энергетической платформы ForceTriad.

Осторожно!


Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по этой системе.

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по работе с электрохирургическими инструментами. Особые инструкции по применению электрохирургических инструментов не включены в данное руководство.

Передняя панель «Монополярные параметры»



Задняя панель. Монополярные элементы



Инструкции по быстрой настройке монополярного режима

ForceTriad,

ForceTriad,

1.

2.

3.

4.

Педальный переключатель для монополярного режима

ForceTriad

Осторожно!

Подключайте только педальные переключатели, одобренные Valleylab.
Использование педальных переключателей других производителей может привести к неисправности оборудования.

Возвратные электроды. REM – система контроля качества контакта электродов

Примечание

С энергетической платформой ForceTriad может использоваться только система контроля качества контакта возвратных электродов пациента.

Относительно возвратных электродов пациента

REM-


Valleylab

().

« »

Valleylab

Как работает REM-система




ратного электрода

ssory Port.

ярной электрохирургии требует пациента. Чтобы избежать электродом пациента, для хранения электрода пациента упаковке изделия.

Высокая плотность тока может


REM-



Монополярный режим

Сигнал REM-предупреждения

REM-
, REM-
,




Активные электроды

1. (1) Monopolar 2 (2) Monopolar 1


, « ».

Valleylab,
Valleylab».

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый сенсорный экран Monopolar 1 (монополярный 1) и Monopolar 2 (монополярный 2) может контролировать только один инструмент. Если на один сенсорный экран приходится более чем один инструмент, то на экране появится сообщение об ошибке. Оба устройства будут заблокированы до тех пор, пока одно из устройств не будет отключено.



Функциональные возможности стандартного монополярного режима



Monopolar 1 (1),
Monopolar 2 (2), ForceTriad

«Std Mono» («Std Mono»)

1. cut
pure () blend ().
- fulg ()
2. « » « ».

3. cut ()
(coag), coag ()

Функциональные возможности режима Valleylab

Valleylab,


Valleylab –

ForceTriad

- Valleylab
- (coag)
()

Smart
Monopolar 1 (Valleylab 1)
Monopolar 2 (2),
ForceTriad
«Valleylab».

Режимы выходной мощности (в ваттах)



Индикаторы диапазона мощности

Индикатор положения ползунка

REM-индикатор

Кнопка ручного селектора

Диапазоны мощности:
«Valleylab»

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о диапазонах мощности в ваттах для отдельного инструмента можно найти в инструкциях для данного инструмента.

Положение ползунка:

«Valleylab»

Использование инструмента режима Valleylab

1. «Valleylab»

2.

- *cut (), желтую*
cut ()
- *Valleylab, белую*
- *coag (), синюю*
coag ()

3.

Отключение режима cut (разреза)

1. *cut (),
«--»*
2. *cut (),*


**Функциональные возможности регулирования
мощности вручную**

«Valleylab».

1.

«Manual» Ручн.

«Valleylab»



2.

Valleylab coag (), cut (),
« » « »


3.

X. Valleylab

Функциональные возможности порта дополнительных принадлежностей

ForceTriad

3 8



ForceTriad

« . . . »
« . . . »
,

1.

()
- Fulg ()
Cut ()
Pure ()
Coag ()
Spray ().
Blend

2.

« . . . » « . . . »
,

3.

cut (),
cut ()
,

coag (),
coag ()
,



Биполярная хирургия


В этом разделе описываются функции биполярной хирургии энергетической платформы ForceTriad.

Осторожно!

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по этой системе.

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по работе с электрохирургическими инструментами. Особые инструкции по применению электрохирургических инструментов не включены в данное руководство.

Передняя панель биполярного режима



Задняя панель биполярного режима

Инструкции для быстрой настройки биполярного режима

ForceTriad,

ForceTriad,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Обзор функций биполярного режима

ForceTriad

Биполярные режимы выходной мощности

ForceTriad
Low (), Standard () Macro ().

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током

- Не подключайте к энергетической платформе влажные инструменты.
- Необходимо убедиться, что все инструменты и адаптеры правильно подключены и в точках подсоединения отсутствуют металлические предметы.

Предупреждение

Для подключения инструментов используйте соответствующие разъемы. Неправильное подключение может привести к случайной активации инструмента или к иным ситуациям, представляющим потенциальную опасность. Для правильного подключения и применения электрохирургических инструментов следуйте инструкциям, которые поставляются вместе с инструментами.

К каждому разъему на этой системе может быть одновременно подключен только один инструмент. Не пытайтесь подключить к одному разъему несколько инструментов. Это приведет к одновременной активации.

Осторожно!

Перед использованием внимательно прочитайте все предупреждения, предостережения и инструкции по работе с электрохирургическими инструментами. Специальные инструкции не включены в это руководство.

Перед каждым использованием проверяйте инструменты и провода питания (в особенности инструменты многократного использования и провода) на наличие разрывов, трещин, надрезов и других повреждений. Не используйте поврежденные инструменты или провода. Несоблюдение этого предупреждения может привести к травмам или к поражению электрическим током пациента или членов хирургической бригады.


Педальный переключатель

ForceTriad

Функция биполярного электрода

1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорный экран биполярного режима может управлять только одним инструментом. Если на один сенсорный экран приходится более чем один инструмент, то на экране появится сообщение об ошибке. Оба устройства блокируются до тех пор, пока одно из устройств не будет отключено.



2.

— Low, Standard Macro (,).

3.

« » « ».

4.

Bipolar (),

Виртуальный амперметр

Bipolar ()

1 1050

ФУНКЦИЯ АВТОБИПОЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОДА


ForceTriad

System Setup ()


« ».

()

«Bipolar»
« » (A)




1. Autobipolar Mode.
«Bipolar» () «Auto» (),



2. – Low, Standard Macro ().
3. « » « ».

4. **Setup** «Setup».



5.

«Auto» 



6.



7.



8.

«» 

«Setup»,

9.

10.

«Bipolar». Bipolar ().

Bipolar ().



Функция соединения ткани инструментами LigaSure


В этом разделе описывается настройка и работа с функцией соединения тканей инструментами LigaSure энергетической платформы ForceTriad.

Осторожно!


Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по этой системе.

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по работе с электрохирургическими инструментами. Особые инструкции по применению электрохирургических инструментов не включены в данное руководство.

Передняя панель режима LigaSure



Задняя панель режима LigaSure



Функция соединения ткани
инструментами LigaSure

Инструкции для быстрой настройки режима LigaSure

ForceTriad,

LigaSure.

ForceTriad,

1.

2.

3.

4.

5.

LigaSure

6.

Обзор функций режима LigaSure

LigaSure

7

LigaSure
LigaSure 1,
LigaSure 2,
LigaSure 1;
LigaSure 2.



LigaSure,

LigaSure

Разъем подключения инструментов LigaSure 1

LigaSure 1

LigaSure



LigaSmart.

Valleylab LigaSure

LigaSure 1,



LigaSure.

Функция соединения ткани
инструментами LigaSure

LigaSure
LigaSure 2,
LigaSure
LigaSure 2

Запуск системы

1.

2.

3.

« ».

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем подключать инструменты, убедитесь, что система успешно завершила самотестирование по включению.

Инструменты LigaSure

Блок инструментов многократного использования

Предупреждение

Инструменты LigaSure, которые требуют использования одноразовых электродов, должны применяться с правильным типом электродов. Использование этих инструментов с любыми другими электродами может привести к травме пациента или членов хирургической бригады или повредить инструмент.

LigaSure

1.

2.

3.

Примечание: Изогнутые или сломанные электродные штырьки не будут функционировать должным образом, и в этом случае, электрод должен быть забракован.

4.

**Подключение инструментов LigaSure к
энергетической платформе**

1. LigaSmart LigaSure 1 LigaSure 2
ForceTriad. ForceTriad.

LigaSure
LigaSure,

Неверный инструмент

ForceTriad

« , ».

1. , LigaSure.

2. , LigaSure 1 LigaSure 2.

3. » , « LigaSure.

Функция соединения ткани
инструментами LigaSure

Установочные параметры режима LigaSure

Изменение параметров установки подачи энергии

Предупреждение

Перед операцией необходимо убедиться в правильной настройке
мощности или интенсивности.

Примечание

Использование трех областей цикла сварки ткани может потенциально
привести к прилипанию ткани из-за более длительного периода
обезвоживания.

1.

LigaSure 1 LigaSure 2.
,

2.

ForceTriad,
,



LigaSure.

3.

Активация инструмента LigaSure

1.

LigaSure

2.

Аварийные ситуации

LigaSure

Проверь инструмент

1.

2.

3. «
».



Возьми больше ткани – ;

Переуст. электр. –

Нет ли клипс/захв. ткани – ;


Очисти электроды – ;

Удал. избыт. жидк. – ;

Реактивировать педалью

1.

2.



Реактивировать – ;

Функция соединения ткани
инструментами LigaSure

После операции

Отключите инструмент

1.

2.

•

•

•

•

3.

Повторная обработка инструментов

Очистите инструмент *LigaSure* многократного применения

1.

2.

3.

•

4.

KlenzymeTM EnzolTM,

5.

•

6.

Параметры стерилизации

LigaSure

(-)

132 °C (270 °F) 10

(-)

132 °C (270 °F) 15

(-)

132 °C (270 °F) 10

(-)

132 °C (270 °F) 15

(-)

121 °C (250 °F) 30

Функция соединения ткани
инструментами LigaSure



Устранение неполадок

Осторожно!

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по этой системе.

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по работе с электрохирургическими инструментами. Особые инструкции по применению электрохирургических инструментов не включены в данное руководство.

Общие рекомендации по поиску и устраниению неисправностей

ForceTriad

- , , ,
 - , , ,
 - , , ,
 - , , ,
- , , ,
- , , ,

Сигнал REM-предупреждения

ForceTriad
REM-

REM
REM
REM-
REM
REM-
REM

Устранение условия срабатывания сигнализации предупреждения

REM-

1. , ,
2. , , , ,
3. , , ,
4. REM- , REM-
Применение дополнительных возвратных электродов пациента.
REM-
REM-

Применение дополнительных возвратных электродов пациента

1.

a.

b. , (), .


c.

C. ,

2. , . ,

3 *второй*^е

- a.
 - b. REM-




- третий*

Digitized by srujanika@gmail.com



Устранение неполадок



c.

5.

6. Valleylab,

(E0507-),

a.

b.

c.

d.

REM-

Устранение неисправностей

Ситуация	Возможная причина	Решение
Аномальное нервно-мышечное возбуждение (немедленно прекратить операцию)	Искрение между металлическими объектами	Проверьте все подключения к энергетической платформе, возвратный электрод пациента и активные электроды.
	Может возникать во время коагуляции	Используйте более низкое значение мощности для режимов «fulg» и «spray».
	Ненормальные блуждающие токи на частоте 50–60 Гц	Обратитесь в отдел биомедицинской техники вашего учреждения или свяжитесь с представителем Valleylab для оказания помощи.
Энергетическая платформа не реагирует на включение.	Провод питания не подключен или неисправна розетка электросети	Проверьте подключения провода питания (на энергетической платформе и розетку электросети). Подключите провод питания к исправной розетке электросети.
	Неисправен провод питания	Замените провод питания.
Блок предохранителей открыт или перегорели предохранители.	Блок предохранителей открыт или перегорели предохранители.	Замените перегоревшие предохранители. Закройте блок предохранителей. Обратитесь к Руководству по эксплуатации энергетической платформы ForceTriad .
	Неисправен внутренний компонент	Используйте резервную энергетическую платформу. Обратитесь в отдел биомедицинской техники вашего учреждения или свяжитесь с представителем Valleylab для оказания помощи.

Ситуация	Возможная причина	Решение
Система включается, но не выполняется самотестирование.	Сбой в работе программного обеспечения Неисправен внутренний компонент	Выключите, затем снова включите систему. Запишите код ошибки вместе со всей информацией на экране ошибок. Запишите номер ошибки и обратитесь к параграфу <i>Действия при системных предупреждающих сигналах</i> далее в этом разделе. Используйте резервную энергетическую платформу. Обратитесь в отдел биомедицинской техники вашего учреждения или свяжитесь с представителем Valleylab для оказания помощи.
Энергетическая платформа включена, и инструмент активизирован, но система не подает энергию.	Неисправный педальный переключатель или инструмент с ручным переключателем Установлена слишком низкая мощность.	Выключите энергетическую платформу. Проверьте и исправьте все подключения инструмента. Включите энергетическую платформу. Замените инструмент, если он не работает. Увеличьте подаваемую мощность. Обратитесь к разделу <i>Изменение параметра настройки мощности</i> .
	Условие срабатывания предупреждающей сигнализации сохраняется.	Запишите код ошибки вместе со всей информацией на экране ошибок. Запишите номер ошибки и обратитесь к параграфу <i>Действия при системных предупреждающих сигналах</i> далее в этом разделе. В случае возникновения REM-предупреждения, обратитесь к параграфу <i>Устранение условий срабатывания REM-предупреждения</i> далее в этом разделе.
	Неисправен внутренний компонент	Обратитесь в отдел биомедицинской техники вашего учреждения или свяжитесь с представителем Valleylab для оказания помощи.
	Система не обнаруживает инструмент для сварки сосудов	Сильно нажав, вставьте коннектор LigaSmart в соответствующий разъем на передней панели энергетической платформы. Убедитесь, что сенсорный экран режима сварки сосудов показывает, что инструмент обнаружен.


Ситуация	Возможная причина	Решение
	Система не обнаруживает монополярный инструмент	Сильно нажав, вставьте коннектор LigaSmart в соответствующий разъем на лицевой панели энергетической платформы. Убедитесь, что сенсорный экран режима сварки сосудов показывает, что инструмент обнаружен.
	Система не обнаруживает bipolarный инструмент	Сильно нажав, вставьте коннектор в соответствующий разъем на лицевой панели энергетической платформы. Убедитесь, что сенсорный экран bipolarного режима показывает, что инструмент обнаружен.
Появится экран ПРОВЕРЬ ИНСТРУМЕНТ , прозвучат четыре импульсных звуковых сигнала и ВЧ-выход будет отключен	Скопление ткани (струп) на концах электрода или зажимах	Очистите концы электрода и зажимы влажным марлевым тампоном.
	Электроды высвободились из зажимов инструмента	Вставьте повторно электрод в зажим инструмента, убедившись, что штырьки электрода прочно установлены.
	Метал или какой-либо инородный предмет застрял внутри зажимов	Не допускайте попадания в зажимы инструмента застраивающих предметов, например скоб, зажимов или капсул с хирургическими нитями.
	Ткань, захваченная зажимами слишком тонкая.	Откройте захваты и убедитесь в том, что между ними достаточный объем ткани. При необходимости увеличьте количество ткани и повторите процедуру.
	Разливание жидкости вокруг наконечника инструмента	Удалите излишнюю жидкость или уменьшите ее количество.
Появляется экран РЕАКТИВИРОВАТЬ ПЕДАЛЬЮ Цикл не завершен.	Прошло максимальное время цикла сварки ткани	Системе требуется больше времени и энергии, чтобы завершить сварку. Повторите цикл заваривания, не удаляя и не смещая инструмент.
Постоянные помехи на мониторе	Монитор неисправен	Замените монитор.
	Нарушение соединений шасси-земля	Проверьте и исправьте подключения шасси-земля для монитора и для энергетической платформы.
		Проверьте другое электрооборудование в комнате на наличие дефектных заземлений.

Ситуация	Возможная причина	Решение
	Электрооборудование заземлено на различные предметы, а не на общее заземление. Энергетическая платформа может реагировать на возникающие разности потенциалов между заземленными объектами.	Подключите все электрооборудование к одной линии электросети. Обратитесь в отдел биомедицинской вашего учреждения техники или свяжитесь с представителем Valleylab для оказания помощи.
Взаимные помехи с другими устройствами, только когда энергетическая платформа активизирована.	Искрение между металлическими объектами	Проверьте все подключения к энергетической платформе, возвратный электрод пациента и инструменты.
	Высокие параметры настройки мощности, используемые для прижигания	Используйте более низкие параметры настройки мощности для прижигания.
	Электрически несовместимые заземляющие провода в операционной	Проверьте, все ли провода заземления максимально коротки и идут к одному заземленному металлу.
	Если помехи продолжаются, когда энергетическая платформа активизирована, то это означает, что монитор реагирует на излучаемые частоты.	Попросите, чтобы ваш отдел биомедицинской техники связался с изготовителем монитора. Некоторые изготовители предлагают высокочастотные дроссельные фильтры для использования в выводах монитора. Фильтры уменьшают помехи, когда энергетическая платформа активизирована и минимизируют вероятность электрохирургического ожога на месте крепления электрода монитора.

Ситуация	Возможная причина	Решение
Помехи от кардиостимулятора	Непостоянные подключения или искрение между металлическими предметами	Проверьте подключение провода активных и возвратных электродов пациента. Возможно, необходимо перепрограммировать кардиостимулятор.
	Ток от активного электрода к возвратному электроду во время монополярной электрохирургической операции проходит слишком близко к кардиостимулятору.	Используйте bipolarные инструменты, если возможно. Если необходимо использовать монополярный инструмент, расположите возвратный электрод пациента как можно ближе к операционному полю. Убедитесь, что ток от операционного поля к возвратному электроду пациента не проходит вблизи сердца или места, где имплантирован кардиостимулятор. Постоянно контролируйте пациентов с кардиостимуляторами во время операции и держите наготове дефибриллятор.
Активация внутреннего кардио дефибриллятора (ICD)	ICD активизируется энергетической платформой.	Прекратите операцию и свяжитесь с изготовителем дефибриллятора.

Системные предупреждающие сигналы

Описание или экран	Решение
	<p>Проверьте прикрепленные кнопки инструмента и педальные переключатели.</p> <p>Убедитесь, что ничто не вибрирует напротив сенсорных экранов.</p>
REM-предупреждения 	<p>Обратитесь к разделу REM-предупреждений настоящей главы.</p>
Предупреждение о контроле инструмента LigaSure 	<p>Обратитесь к разделу «Аварийные ситуации» главы 6, «Режим соединения тканей инструментами LigaSure».</p>

Описание или экран	Решение
<p>Конечная точка режима LigaSure не достигнута</p>  <p>Реактивировать педалью</p> <p>Цикл не завершен</p> <p>- Реактивировать </p>	<p>Обратитесь к разделу «Аварийные ситуации» главы 6, «Режим соединения тканей инструментами LigaSure».</p>
<p>Предупреждение при применении двух инструментов</p>  <p>Ошибка!</p> <p>Этот экран не позволяет включать два инструмента одновременно.</p> <p>Удалите один из инструментов.</p>	<p>Отсоедините один подключенный инструмент под соответствующим экраном.</p>
<p>Предупреждение при применении неправильного инструмента</p>  <p>Неверный инструмент</p>	<p>Отключите неправильный инструмент. Используйте правильный инструмент. Обратитесь к инструкциям по использованию инструмента.</p>

Устранение неполадок



Техническое обслуживание и ремонт

В этом разделе представлена следующая информация:

- Ответственность изготовителя
- Порядок технического обслуживания
- Возврат энергетической платформы для обслуживания
- Сервисные центры

Осторожно!

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по этой системе.

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по работе с электрохирургическими инструментами. Особые инструкции по применению электрохирургических инструментов не включены в данное руководство.

Ответственность изготовителя

Valleylab

- , , , Valleylab.
 - , , , Valleylab.
 - , IEC BSI.
 - Valleylab.

Порядок технического обслуживания

Примечание

Рекомендации по выполнению технического обслуживания и процедур проверки работы функций и мощности выходов можно найти в инструкции по эксплуатации этой системы.

Когда необходимо проверять работу энергетической платформы и выполнять ее техническое обслуживание?

Valleylab

Когда необходимо проверять или заменять провод питания?

Когда необходимо заменять предохранители?

Очистка

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током Перед чисткой энергетической платформы всегда выключайте энергетическую платформу и отсоединяйте ее от электросети.

Примечание

Для чистки энергетической платформы не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства или дезинфицирующие составы, растворители или другие материалы, которые могут поцарапать панели или повредить энергетическую платформу.

1.

2.

Обслуживание изделия

Valleylab

ForceTriad
Valleylab,

Возврат энергетической платформы для обслуживания

Valleylab

Valleylab,

1.

Valleylab

- / /
-
- / , ,
-
-
-
-

Техническое обслуживание
и ремонт

2.

, « ».

3.

a.

.),

1.

b.

,

c.

Valleylab.

Регулировка в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя (калибровка)

Valleylab

Valleylab-

ForceTriad.

Обновление программного обеспечения

Сервисные центры

Valleylab :

<http://www.valleylab.com/valleylab/international/service-world.html>

Технические характеристики

Все технические характеристики являются номинальными и могут быть изменены без уведомления. «Типовые» характеристики могут отклоняться на $\pm 20\%$ от указанной величины при комнатной температуре ($77^{\circ}\text{F}/25^{\circ}\text{C}$) и номинальном входном линейном напряжении.

Осторожно!

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по этой системе.

Перед использованием внимательно прочтайте все предупреждения, предостережения и инструкции по работе с электрохирургическими инструментами. Особые инструкции по применению электрохирургических инструментов не включены в данное руководство.

Эксплуатационные характеристики

Информация общего характера

Конфигурация выходов	Изолированный выход
Охлаждение	Естественная конвекция и вентилятор
Устройство отображения	Три жидкокристаллических сенсорных экрана
Порты подключения	Считывающие устройства разъема Smart со светодиодной подсветкой
Монтаж	<ul style="list-style-type: none">• Тележка ForceTriad (FT900), универсальная монтажная тележка (UC8009) и (или) UC8010 навесная полка• возможные места установки в операционной• любая устойчивая, плоская поверхность, например, стол или верхняя панель тележки

Размеры и вес

Ширина	18 дюймов
Глубина	20 дюймов
Высота	10 дюймов
Вес	30 фунтов

Рабочие параметры

Диапазон температуры окружающего воздуха	+10°C до +40°C
Относительная влажность	без образования конденсата от 30% до 75%
Атмосферное давление	от 700 до 1060 миллибар
Время прогрева	Если энергетическая платформа транспортируется или хранится при температурах, выходящих за пределы рабочего диапазона температуры, то перед ее использованием необходимо дать ей постоять в течение одного часа при комнатной температуре.

Транспортировка и хранение

Диапазон температуры окружающего воздуха	от -30°C до +65°C
Относительная влажность	От 0% до 90% (без образования конденсата)
Атмосферное давление	от 500 до 1060 миллибар
Продолжительность хранения	Срок хранения энергетической платформы ForceTriad не ограничен. Если энергетическая платформа хранится более одного года, то необходимо заменить аккумуляторную батарею запоминающего устройства.

Внутренняя память

Энергонезависимая, ОЗУ с батарейным питанием	Тип аккумуляторной батареи: Литиевая Ресурс батареи: 120 миллиампер-часов
Емкость запоминающего устройства	• 256 Кбайт

Громкость звуковых сигналов

(Valleylab,
LigaSure), (REM-
)

Звуковой сигнал активации

Громкость (регулируемая)	от 45 до 65 дБ
Частота	Режим разреза: 660 Гц Режим Valleylab: 800 Гц Режим коагуляции: 940 Гц Биполярный режим: 940 Гц Режим LigaSure: 440 Гц
Продолжительность	Непрерывный, пока система активирована

Предупреждающий звуковой сигнал

Громкость (не регулируется)	> 65 дБ
Частота	REM-предупреждение: 660 Гц При повторном зажиме: 985 Гц Сварка завершена: 985 Гц Ошибка/системное предупреждение: Звуковой сигнал в диапазоне от 1400 Гц до 7100 Гц
Продолжительность	REM-предупреждение: Два полусекундных звуковых сигнала с интервалом в полсекунды для каждого случая REM-предупреждения При повторном зажиме: Три полусекундных звуковых сигнала – высокий, низкий, высокий – с интервалом в полсекунды Сварка завершена: Два полусекундных звуковых сигнала с интервалом в полсекунды для каждого случая прекращения сварки Ошибка/системное предупреждение: Два полусекундных звуковых сигнала с интервалом в полсекунды для каждого случая тревоги по ошибке или системной тревоги

Монитор качества контакта REM-электрода

Частота запроса 140 кГц ± 10 кГц

Ток запроса < 50 мкА

Напряжение запроса < 12 В RMS

Приемлемый диапазон сопротивления

REM- : ± 10%
± 5%,

REM- : 5 135 40%
().

REM-

Активация REM-предупреждения

Возвратный REM-электрод пациента:

(5 135) 40%
(), REM-

Автобиполярный режим (Autobipolar)

ForceTriad

Частота запроса 80 кГц ± 10 кГц

Ток запроса < 50 мкА

Напряжение запроса < 12 В RMS

**Полное сопротивление
активации** 20 Ω до 500 Ω

Полное сопротивление деактивации	По выбору пользователя: 1,500 Ω , 1800 Ω , 2000 Ω или 2200 Ω
Точность измерений	10% от полномасштабного полного сопротивления активации, когда манипулирование активно 5% от полномасштабного полного сопротивления активации, когда манипулирование не активно
Задержка манипулирования	По выбору пользователя с шагом 500 мс от 0 с до 2,5 с

Рабочий цикл

ForceTriad
10
4 .
25% ,
30

Осторожно!

Использование рабочих циклов, превышающих 25% (10 активных секунд и затем 30 неактивных секунд) увеличит риск образования под возвратным электродом настолько высокой температуры, которая может вызвать травму у пациента. Не активируйте систему на время больше одной минуты непрерывно.

Блуждающий ток низкой частоты (50/60 Гц)

Ток источника в корпусе, заземление разомкнуто < 300 мкА

Нормальная полярность, неповрежденное заземление: < 10 мкА

Ток источника, провода пациента, все выходы

Нормальная полярность, разомкнутое заземление: < 50 мкА

Обратная полярность, разомкнутое заземление: < 50 мкА

Напряжение сети на рабочей части: < 50 мкА

Ток поглощения в линии высокого напряжения, все входы

< 50 мкА

Блуждающие токи высокой частоты

Блуждающий ток высокой частоты в биполярном режиме < 59,2 мА среднеквадратичн.

Блуждающий ток высокой частоты в монополярном режиме < 150 мА среднеквадратичн.

Блуждающий ток в режиме LigaSure 132 мА

Входная мощность

100–120 В

Максимальная мощность в ВА при номинальном напряжении сети:

Режим Idle (простой): 52 ВА

Режим Bipolar (биполярный):
450 ВА

Режим Cut (разреза): 924 ВА

Режим Coag (коагуляции): 530 ВА

Максимальная мощность в ВА при номинальном напряжении сети:
Режим Idle (простой): 52 ВА

Режим Bipolar (биполярный):
450 ВА

Режим Cut (разреза): 924 ВА

Режим Coag (коагуляции): 530 ВА

Входное напряжение сети, полный диапазон регулирования: 90–132 В пер. тока

Входное напряжение сети, полный диапазон регулирования: 208–264 В пер. тока

Входное напряжение сети, рабочий диапазон: 85–132 В пер. тока

Входное напряжение сети, рабочий диапазон: 170–264 В пер. тока

Ток в сети (максимум):

Простой: 0,4 А

Режим Bipolar (биполярный): 2,0 А

Режим Cut (разреза): 7,0 А

Режим Coag (коагуляции): 4,0 А

Режим LigaSure: 5,0 А

Ток в сети (максимум):

Простой: 0,2 А

Режим Bipolar (биполярный): 1,0 А

Режим Cut (разреза): 3,5 А

Режим Coag (коагуляции): 2,0 А

Режим LigaSure: 2,5 А

Диапазон частоты тока в сети (номинал): 50 до 60 Гц

Диапазон частоты тока в сети (номинал): от 50 до 60 Гц

Предохранители (2): 5 мм x 20 мм 8A,
250 В легкоплавкие

Предохранители (2): 5 мм x 20 мм 8A,
250 В легкоплавкие

Провод питания: вилка больничного типа с тремя контактными штырьками

Провод питания: вилка образца, соответствующего местным нормам и правилам

Спецификация кабеля питания

NEMA 5-15,

110

/ /

100–120 В перемен. тока.

15 - SJT16/3,
(5) IEC, 10 , 125
IEC , 10 , 125

220–240 В перемен. тока.

(5 - H05VVF3G1.0 VDE,
) IEC 6 , 250
IEC , 6 , 250

Входная частота

ForceTriad

48 62 .

ForceTriad

Входной ток

ForceTriad

10 A

Резервное электропитание

ForceTriad

ForceTriad

Эквипотенциальное заземление

ForceTriad.

Блокировка ЭКГ

2,5

ForceTriad

Стандарты и IEC-классификация



ВНИМАНИЕ!



(),



ОПАСНО



601.1.

UL60601-1 CAN/CSA C22.2 No.

Оборудование класса I (IEC 60601-1)

Оборудование типа CF (IEC 60601-1)/С защитой от разряда дефибриллятора



()

AAMI HF18 «
» IEC 60601-2-2.

Разлитие жидкости

ForceTriad

Переходные напряжения (переход энергетической платформы на аварийный источник питания)

ForceTriad

. (IEC 60601-2-2)

51.101

AAMI HF18 4.2.2)

Электромагнитная совместимость (IEC 60601-1-2 и IEC 60601-2-2)

IEC 60601-1-2 60601-2-2

Примечание

При эксплуатации с генератором ForceTriad необходимо принимать особые меры предосторожности по соблюдению ЭМС, и его ввод в эксплуатацию необходимо осуществлять в соответствии с информацией о ЭМС, содержащейся в Руководстве по обслуживанию генератора ForceTriad.

Портативное и мобильное оборудование радиосвязи может влиять на работу генератора ForceTriad. См. информацию об ЭМС, содержащуюся в Руководстве по обслуживанию генератора ForceTriad.

ForceTriad

:

(IEC 60601-1-2

36.202 IEC 61000-4-2)

(IEC 60601-1-2

IEC 61000-4-3)

36.202

(IEC 60601-1-2

36.202.3.1 IEC 61000-4-4)

(IEC 60601-1-2

36.202.3.2 IEC 61000-4-5)

(IEC 60601-1-2

36 CISPR 11 Class A)

36.201.1, IEC 60601-2-2

IEC 61000-3-2)

(IEC 60601-1-2

36.201.3.1

6)

(IEC 60601-1-2

36.202.6 IEC 61000-4-

36.202.8.1 IEC 61000-4-8)

(IEC 60601-1-2

(IEC 60601-1-2

(IEC 60601-1-2

36.202.7 IEC 61000-4-11)

Выходные характеристики

**Максимальная выходная мощность для
биполярного, монополярного режимов и режима
LigaSure**

15% 5 ,

Режим	Пиковое напряжение незамкнутой цепи (максимальное)	Пиковое напряжение незамкнутой цепи (максимальное)	Номинальная нагрузка (макс.)	Мощность (макс.)	Коэффициент пика нагрузки*	Рабочий цикл
Режим Bipolar (биполярный)						
Low (низкий)	250 В	500 В	100 Ω	95 Вт	1,42	Нет
Standard (стандартный)	175 В	350 В	100 Ω	95 Вт	1,42	Нет
Macro (макро)	250 В	500 В	100 Ω	95 Вт	1,42	Нет
Monopolar Cut (монополярный разрез)						
Cut (разрез)	920 В	1840 В	300 Ω	300 Вт	1,42	Нет
Blend (смешанный)	1485 В	2970 В	300 Ω	200 Вт	2,7	50%
Valleylab (HWD)	2365 В	4730 В	300 Ω	200 Вт	4,3	25%
Monopolar Coag (монополярная коагуляция)						
Fulgurate (прижигание)	3050 В	6100 В	500 Ω	120 Вт	5,55	6,5%
Spray (распыление)	3625 В	7250 В	500 Ω	120 Вт	6,6	4,6%
Режим LigaSure	287,5 В	575 В	20 Ω	350 Вт	1,42	Нет

* Указание на способность волнового сигнала коагулировать кровь при кровотечениях без эффекта разреза.

Возможные значения настройки мощности в ваттах**Режимы *Bipolar* (биполярный) и *Autobipolar* (антибиполярный)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
95									

***Monopolar Cut* (монополярный разрез)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
95	100	110	120	130	140	150	160	170	180
190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
290	300								

Valleylab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
95	100	110	120	130	140	150	160	170	180
190	200								

Monopolar Coag (монополярная коагуляция)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
95	100	110	120						

Формы выходных сигналов

Rежим Bipolar (биполярный)

Low (низкий)	472 кГц непрерывная синусоида
---------------------	-------------------------------

Standard (стандартный)	472 кГц непрерывная синусоида
-----------------------------------	-------------------------------

Macro (макро)	472 кГц непрерывная синусоида
----------------------	-------------------------------

Monopolar Cut (монополярный разрез)

Cut (разрез)	472 кГц непрерывная синусоида
---------------------	-------------------------------

Blend (смешанный)	472 кГц всплески синусоиды, повторяющиеся с частотой 26,21 кГц. 50% рабочий цикл.
--------------------------	---

Valleylab

Valleylab	472 кГц всплески синусоиды, повторяющиеся с частотой 28,3 кГц. 25% рабочий цикл.
------------------	--

Monopolar Coag (монополярная коагуляция)


Fulgurate (прижигание)	472 кГц сглаженные всплески синусоиды с частотой повторения 30,66 кГц. 6,5% рабочий цикл.
-----------------------------------	---

Spray (распыление)	472 кГц сглаженные всплески синусоиды со случайной частотой повторения, имеющей среднее значение 21,7 кГц. 4,6% рабочий цикл.
---------------------------	---


График выходной мощности в зависимости от сопротивления

Графики для монополярного режима


Зависимость выходной мощности от полного сопротивления для мощности в режиме Pure Cut (чистого разреза)




Зависимость пикового напряжения от полного сопротивления для мощности в режиме Pure Cut (чистого разреза)




Зависимость выходной мощности от установки мощности для мощности в режиме Pure Cut (чистого разреза)



Зависимость выходной мощности от установки мощности для мощности в режиме Pure Cut (чистого разреза)



Зависимость выходной мощности от полного сопротивления для мощности в режиме Blend (смешанном)



Зависимость пикового напряжения от полного сопротивления для мощности в режиме Blend (смешанном)





График выходной мощности в зависимости от сопротивления


*Зависимость выходной
мощности от установки
мощности для мощности
в режиме Blend (смешанном)*




*Зависимость выходной
мощности от установки
мощности в режиме Blend
(смешанном)*



*Зависимость выходной
мощности от полного
сопротивления для мощности
в режиме Fulgurate
(прижигания)*



Зависимость пикового напряжения от полного сопротивления для мощности в режиме Fulgurate (прижигания)



Зависимость выходной мощности от установки мощности для мощности в режиме Fulgurate (прижигания)



Зависимость выходной мощности от установки мощности в режиме Fulgurate (прижигания)




График выходной мощности в зависимости от сопротивления

*Зависимость выходной
мощности от полного
сопротивления для мощности
в режиме Spray (распыления)*




*Зависимость пикового
напряжения от полного
сопротивления для мощности
в режиме Spray (распыления)*

*Зависимость выходной
мощности от установки
мощности для мощности
режиме Spray (распыления)*

Зависимость выходной мощности от установки мощности в режиме Spray (распыления)



Зависимость выходной мощности от полного сопротивления для мощности в режиме Valleylab



Зависимость пикового напряжения от полного сопротивления для мощности в режиме Valleylab





График выходной мощности в зависимости от сопротивления

*Зависимость выходной
мощности от установки
мощности для мощности
в режиме Valleylab*




*Зависимость пикового
напряжения от установки
мощности в режиме Valleylab*




Биполярные графики

Зависимость выходной
мощности от полного
сопротивления для мощности
в режиме *Bipolar Low*
(биполярный низкий)



Зависимость пикового
напряжения от полного
сопротивления для мощности
в режиме *Bipolar Low*
(биполярный низкий)




Зависимость выходной
мощности от установки
мощности для мощности
в режиме *Bipolar Low*
(биполярный низкий)




График выходной мощности в зависимости от сопротивления


Зависимость пикового напряжения от установки мощности в режиме *Bipolar Low* (биполярный низкий)




Зависимость выходной мощности от полного сопротивления для мощности в режиме *Bipolar Standard* (биполярный стандартный)



Зависимость пикового напряжения от полного сопротивления для мощности в режиме *Bipolar Standard* (биполярный стандартный)



Зависимость выходной мощности от установки мощности для мощности режиме *Bipolar Standard* (биполярный стандартный)



Зависимость пикового напряжения от установки мощности в режиме *Bipolar Standard* (биполярный стандартный)



Зависимость выходной мощности от полного сопротивления для мощности в режиме *Bipolar Standard* (биполярный стандартный)





График выходной мощности в зависимости от сопротивления


Зависимость пикового напряжения от полного сопротивления для мощности в режиме *Bipolar Macro* (биполярный макро)




Зависимость выходной мощности от установки мощности для мощности в режиме *Bipolar Macro* (биполярный макро)




Зависимость пикового напряжения от установки мощности в режиме *Bipolar Macro* (биполярный макро)



Зависимость выходной
мощности от полного
сопротивления для мощности
в режиме LigaSure



Зависимость пикового
напряжения от полного
сопротивления для мощности
в режиме LigaSure



Зависимость тока от полного
сопротивления для мощности
в режиме LigaSure

