

LAPRA TY*

Инструменты для
эндоскопических операций

Эндоскопический многоразовый клиппликатор и рассасывающиеся клипсы для фиксации одинарных концов нитей рассасывающегося плетеного шовного материала Викрил 2/0, 3/0 и 4/0 на период до 14 дней для ушивания мягких тканей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:

- Материал:
рентгенопрозрачный
полидиаксанон,
рассасывание клипсы
полностью завершается через
6–7 месяцев
- Длина закрытой клипсы:
3,0 мм
- Апертура открытой клипсы:
2,5 мм
- Тип закрытия клипс:
защелкивание
- Цвет: фиолетовый
- Предназначены для использования
у одного пациента



Фиолетовый цвет клипсы
обеспечивает хорошую
визуализацию при установке



MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19

НАДЕЖНОЕ ЛИГИРОВАНИЕ:

- Особая форма защелкивания клипсы исключает ее любое продольное или поперечное смещение
- Строение замка клипсы обеспечивает тактильный и звуковой контроль его защелкивания
- Атрауматичность и хорошая визуализация достигается за счет изогнутых закругленных браншей

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Использование клипс Lapra TY ускоряет время оперативного вмешательства, заменяя этап эндоскопического завязывания и затягивания узлов
- Клипсы легко захватываются из кассеты и надежно удерживаются в браншах без дополнительного давления на рукоятки клиппликаторов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Использование клипс Lapra TY не показано для ушивания фасции брюшной стенки, ушивания брюшной стенки или при накладывании натянутых швов
- Использование клипс Lapra TY не показано для фиксации двойных нитей
- Использование клипс Lapra TY не показано при необходимости прочного удерживания швов в течение более 14 дней или у пациентов, репарационные процессы у которых замедлены вследствие физического состояния или применяемой терапии

* Лапра Ти-Уай

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА КЛИППЛИКАТОРА	ДИАМЕТР СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В КАССЕТЕ	КОЛ-ВО КАССЕТ В УПАКОВКЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
КЛИППЛИКАТОР LAPRA TY						
KA200	для клипс XC200	33 см	10 мм	–	–	1
КЛИПСЫ РАССАСЫВАЮЩИЕ LAPRA TY						
XC200	для нитей VICRYL 2/0, 3/0 и 4/0	–	–	6	6	–

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04949 от 21.08.2009. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

