

АППАРАТ ИВЛ РВ 980

32.50.21.122 АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ

<ul style="list-style-type: none">✓ Респираторная поддержка всех возрастов<ul style="list-style-type: none">➤ Взрослый➤ Детский➤ Неонатальный	<ul style="list-style-type: none">✓ Пациенты любой сложности<ul style="list-style-type: none">➤ Сердечно-сосудистая патология➤ Онкология➤ Хирургия ВМП
<ul style="list-style-type: none">✓ Экономичность<ul style="list-style-type: none">➤ Режимы, снижающие количество койко-дней➤ Нет необходимости в дорогостоящих аксессуарах	<ul style="list-style-type: none">✓ Защита от инфекций и вирусов<ul style="list-style-type: none">➤ Бактериальные фильтры➤ Возможность стерилизации
<ul style="list-style-type: none">✓ Единая информационная сеть<ul style="list-style-type: none">➤ Контроль параметров из любой точки VitalSync➤ Подключение к любой централизованной сети клиники	<ul style="list-style-type: none">✓ Профессиональный рост<ul style="list-style-type: none">➤ Повышение уровня профессиональной подготовки врачей➤ Прохождение тренингов и мастер классов



OVERVIEW

PB 980

✓ Adult/Pediatric 4 187 800 RUR


CFN	Описание	Кол-во	НДС	Цена РУБ с НДС, DDP
	Базовая комплектация аппарата			
980X3RUDRAC	Аппарат искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, с принадлежностями, с компрессором	1	0%	3 700 000,00
10122273	Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких, модули двухуровневой вспомогательной вентиляции легких	1	20%	33 000,00
10122272	Запасная часть к аппарату искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, функция синхронизации утечки	1	20%	33 000,00
10122271	Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких, модули пропорциональной вспомогательной вентиляции	1	20%	132 000,00
10097250	Запасная часть к аппарату искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, функция подключения мониторинга CO2	1	20%	132 000,00
10092508	Этикетка дет/взр ИВЛ	1	20%	1 800,00
10086042	Принадлежности к аппарату искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, аккумуляторная батарея	2	20%	60 000,00
10086049	Принадлежности к аппарату искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, крепежный комплект увлажнителя	1	20%	36 000,00

✓ Universal 4 624 300 RUR

CFN	Описание	Кол-во	НДС	Цена РУБ с НДС, DDP
	Базовая комплектация аппарата			
980X3RUDRAC	Аппарат искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, с принадлежностями, с компрессором	1	0%	3 700 000,00
10122273	Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких, модули двухуровневой вспомогательной вентиляции легких	1	20%	33 000,00
10122272	Запасная часть к аппарату искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, функция синхронизации утечки	1	20%	33 000,00
10122271	Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции легких, модули пропорциональной вспомогательной вентиляции	1	20%	132 000,00
10097250	Запасная часть к аппарату искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, функция подключения мониторинга CO2	1	20%	132 000,00
10122274	Запасная часть к аппарату искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, функция неонатальной вентиляции	1	20%	132 000,00
10095100	Принадлежности к аппарату искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, система неонатальной фильтрации выдоха	1	20%	42 000,00
10097249	Запасная часть к аппарату искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, функция подключения проксимального датчика потока	1	20%	264 000,00
10005752	Этикетка универсальный ИВЛ	1	20%	300,00
10086042	Принадлежности к аппарату искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, аккумуляторная батарея	2	20%	60 000,00
10086049	Принадлежности к аппарату искусственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980, крепежный комплект увлажнителя	1	20%	36 000,00

FINDING YOUR WAY AROUND

PB 980




GUI

POSITIONING THE USER INTERFACE FOR EASE OF VIEWING

THE USER INTERFACE



The GUI incorporates a 15" display that rotates throughout a 170° angle about a vertical axis in either direction. The GUI can also be tilted up to 45° from vertical.



BDU

PB 980

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



PB 980


БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Three filters help reduce the spread of pathogens.

Expiratory filter is heated to keep the gas that flows through it from cooling to the dew point and creating condensate in the filter.

Reusable and disposable filter options are available.* An optional drain bag is available for managing condensate.

Pediatric-adult and neonatal applications use different expiratory filter configurations.



PB 980

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ



4-074601-00
4-074600-00

FILTER INHALATION SPU X12
RE/FLEX FILTER 22MM X1


8 500,00 RUR
8 500,00 RUR



10043551
10063033
10063031

980 PAED/ ADT EXP FILTER DISP X12
980 PAED/ ADT EXP FILTER REUSE X1
980 CONDENSATE VIAL X1



13 320,00 RUR
9 600,00 RUR
3 600,00 RUR



4-076900-00

980 NEO EXP FILTER SYSTEM DISP X12

10 800,00 RUR



PВ 980

КЛАПАН ВЫДОХА И ДАТЧИК ПОТОКА (EVQ)

10086048
10097468

980 EVQ REPROCESSING SENSOR X6
980 EXH VALVE FLOW SENSOR X1

39 600,00 RUR
174 000,00 RUR




РВ 980

УВЛАЖНИТЕЛЬ

10086049

980 HUMIDIFIER BRACKET X1

36 000,00 RUR




POWERING ON

PВ 980

ВКЛЮЧЕНИЕ

Power on using
the ON/OFF
switch



PВ 980


КОРОТКИЙ ВНУТРЕННИЙ ТЕСТ

✓ Impacts accuracy of breath delivery and spirometry

- The SST is a way of calibrating the ventilator to the circuit and humidifier you are using. It impacts both breath delivery and spirometry.
- The power-on self test (POST) does basic testing of the system. The SST expands that testing.
It is the best way to prepare the ventilator for patient use.

✓ Run SST following a circuit change, change in circuit configuration (including circuit type, additions and removal of water traps and accessories, humidifiers, proximal flow sensor) and/or every 15 days.


✓ In the event that the patient is connected without ventilation parameters being specified, the ventilator enters Safety PCV, a safe mode of ventilation. Complete the parameter selection to exit Safety PCV.



PB 980

ПЕРВИЧНЫЕ УСТАНОВКИ

- ✓ You can choose to set up a new patient or the same patient.
- ✓ In New Patient setup, you can choose a full manual setup or the Quick Start feature.



New patient	Manual setup	Quick start
<p style="text-align: center;">↑</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select PBW or Gender and Height 2. Select ventilation type—Invasive or Noninvasive (NIV) 3. Select a Mode 4. Select Mandatory, Spontaneous and Trigger types 5. Set the Primary settings 6. Touch Accept or Accept ALL to confirm the change(s) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Touch New Patient. 2. Enter PBW or gender and height. 3. Touch Quick Start. 4. Connect the circuit wye adapter to the patient's airway or interface connection.
<p style="text-align: center;">Same patient</p>	<p>The ventilator will be ready to start ventilating at the settings in place at power down.</p>	

УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ

PB 980

ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

There are several ways to make a settings change after initial setup:

Swipe the **Menu** tab on the left margin of the touch screen and touch the **Setup** button.

Touch the **Vent Setup** button in the bottom-left corner of the touch screen display.

Touch a parameter in the lower margin of the touch screen.



PB 980

MEHIO

- ✓ Swipe to the right to access Setup, Respiratory Mechanics, Stand-by and Screen Capture menus.
- ✓ Touch the Setup button to view the Vent, Apnea, Alarms and More Settings tabs. This is another way to access mode and breath type changes.



PB 980

РЕЖИМ STAND-BY

- ✓ Stand-by state can be used to pause ventilation during a planned disconnect of the breathing circuit.
- ✓ Stop spray from circuit during disconnect.
- ✓ Ventilation resumes automatically when the circuit is reconnected to the patient.

Setup:

1. Touch the **Menu** tab on the left side of the touch screen.
2. Touch the **Stand-by** button. A stand-by state pending dialog appears instructing the clinician to disconnect the patient circuit. An on-screen timer allows 30 seconds for disconnect.
3. After you disconnect, you must reconfirm your intent by touching the **Confirm** button within 30 seconds.
4. Flow sensors are monitored to detect patient reconnection.
5. To exit stand-by – reconnect the patient to the ventilator.



PB 980

В ТЕЧЕНИЕ STAND-BY

- ✓ Patient-related alarms are temporarily suppressed.
- ✓ The ventilator displays an indicator that it is in stand-by state and a timer indicating the elapsed time the ventilator has been in stand-by state.
- ✓ The exhalation valve is open.
- ✓ Base flow is set to 10 L/min.
- ✓ 100% O₂ is delivered for pediatric or adult application.
- ✓ 40% O₂ is delivered for neonatal application.
- ✓ Entry into and exit from stand-by state is recorded in the general event log.





ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА И УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

PB 980

- ✓ Patient data banner
- ✓ Graphics

- ✓ Additional patient data screen

- ✓ Large-font patient data screen




Status display

PB 980

ГРАФИКИ

- ✓ The Puritan Bennett™ 980 ventilator displays color-coded waveforms for flow, pressure and volume versus time.
- ✓ It also displays color-coded loops for volume versus pressure and flow versus volume.
- ✓ The inspiratory portion of a mandatory breath is green, the inspiratory portion of a spontaneous breath is orange and exhalation is always yellow.



PB 980

ГРАФИКИ – МАСШТАБИРОВАНИЕ

- ✓ Two ways to change the scale of a graphic:
- ✓ Touch and drag the scale.
- ✓ Touch to select the scale and then use the adjustment knob to change the scale.



- ✓ Graphics can also be enlarged to full screen by double-tapping the graph, swiping upward, or tapping the arrow in the upper-right corner.
- ✓ To return to the previous size, tap the arrow in the upper-right corner of the graph again, swipe downward, or double tap the graph.



PB 980

ГРАФИКИ - ЗАМОРОЗКА


- ✓ Graphics can be paused and historical data (up to 60 seconds) can be reviewed.
- ✓ Touch the Pause icon in the lower-right corner.
- ✓ Drag or use the adjustment knob to move the cursor and identify measurements along the waveform(s) or loop.
- ✓ Numerical data continues to update while waveform/loop plotting is paused.
- ✓ Touch the Pause icon again to unpaused the graphics.



PB 980

ГРАФИКИ - PRTSCR


- ✓ Touch the camera icon to store an image of the screen.
- ✓ May be used with or without Pause.
- ✓ Data continues to update during the pause – graph and numerical data on a stored image will not likely be aligned.
- ✓ Open the Menu tab (left margin of screen) and touch Screen Capture to access stored screen images and download through the USB port.



PB 980

ГРАФИКИ – ВАРИАНТЫ ЭКРАНА

- ✓ Use the waveform layout icon to access alternate screen configurations.
- ✓ You can choose to display up to three waveforms and two loops simultaneously in the waveform area.



PB 980

ДАнные ПАЦИЕНТА

- ✓ The patient data log records data every minute for a total of up to 4320 patient data entries.
- ✓ 3 tabs are contained in the patient data log: vital patient data, additional patient data-1, additional patient data-2.
- ✓ During ventilator operation, the log records:
 - Date and time of entry
 - Data label—which measurement it is recording
 - Patient data value
- ✓ Access via the clipboard icon.
- ✓ The log is cleared when the ventilator is set up for a new patient.

The screenshot shows the 'Patient Data' log on the PB 980 ventilator. The log is displayed as a table with the following columns: Time/Date, P_{PEAK} (cmH₂O), V_{TE} (mL), f_{TOT} (1/min), I:E, PEEP (cmH₂O), and P_{MEAN} (cmH₂O). The current entry is highlighted in yellow.

Time/Date	P _{PEAK} cmH ₂ O	V _{TE} mL	f _{TOT} 1/min	I:E	PEEP cmH ₂ O	P _{MEAN} cmH ₂ O
07:22:37pm 16-Dec-2013	22	316	32	6:1	6	19
07:21:37pm 16-Dec-2013	22	316	10	5:1	5	18
07:20:37pm 16-Dec-2013	22	306	25	5:1	5	18
07:19:37pm 16-Dec-2013	22	643	27	1:2	21	19
07:18:37pm 16-Dec-2013	22	344	10	1:5	5	8
07:17:37pm 16-Dec-2013	22	346	17	1:5	5	10
07:16:37pm 16-Dec-2013	22	343	16	1:5	5	9

The interface also shows a sidebar with menu items: Logs, Alarms, Settings, Patient Data (selected), Diagnostics, EST/SST Status, General Event, and Service. At the bottom, there are buttons for 'Vital Patient Data', 'Additional Patient Data - 1', 'Additional Patient Data - 2', 'Export Logs', and 'Close'. The patient type is set to 'Adult' and the time is 04:17:37pm.

ТРЕВОГИ

PB 980

ТРЕВОГИ

There are three ways to access the Alarms screen:

Touch the hotlink from an alarm violation message.

Swipe the **Menu** tab to open the Settings menu, then touch the **Alarms** settings tab.

Touch the alarm icon (constant access icon).



PB 980

OMNI-DIRECTIONAL LED


Normal mode	✓ Steadily lit green
Alarm condition	✓ LED flashes—color corresponds to alarm priority
Concurrent alarms	✓ LED displays highest-priority color
Alarm de-escalates	✓ Latched (sides) display highest priority ✓ Center displays current alarm priority



ADDITIONAL ICONS, KEYS, BUTTONS

PВ 980

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС



Constant access icons	Function
Home icon (house)	Dismisses all open dialogs on the touch screen. Resumes showing ventilator waveforms screen.
Configure (wrench icon)	Opens the configure display to access SST. (history), Options, Comm Setup, and Date/Time change tabs.
Logs (clipboard icon)	Opens the log screen containing tabs for alarms, settings, patient data, diagnostics, EST/ SST status, general event and service logs.
Elevate O ₂ (O ₂ icon)	Increases oxygen concentration to the institutional default O ₂ configuration, if institutional default has been configured, for 2 minutes, or allows the operator to determine the additional percentage of oxygen to increase. Terminate prior to completion of the 2-minute interval by touching Stop .
Screen capture (camera icon)	Captures the image displayed on the touch screen.
Help icon (question mark)	Drag the help (question mark) icon to the item in question and release. A tooltip will appear describing the item's function.

PВ 980

ЖЕЛТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Waiting for patient connect
Ventilation will begin when connection is detected

Setup Apnea

Ventilation Type: Invasive NIV
Mode: A/C
Mandatory Type: PC VC
Spontaneous Type:
Trigger Type: P-Trig V-Trig

T_A 20 s
Apnea V_E 3.00 L/min

f 10 1/min
 V_T 300 mL
 V_{MAX} 44 L/min
 O_2 100 %
 T_{PL} 0.0 s
Ramp

0.74 1:7.11 5.26 6.00 12 s


Close Accept

Adult
A/C VC
50 kg 6.00 mL/kg
Manual Insp V_T 300 mL

f 10 1/min
 V_T 300 mL
 V_{MAX} 44 L/min
 V_{SENS} 3.0 L/min
 O_2 100 %
 T_{PL} 0.0 s
Ramp
PEEP 3.0 cmH₂O

08:43:48pm

VEN_11351_D



INDICATORS

PATIENT CIRCUIT INDICATOR (ADULT, PEDIATRIC OR NEONATAL)

- ✓ This indicator appears right above the Vent Setup button.
- ✓ It indicates the size of the patient circuit cleared during the SST.




VEN_11351_D

INDICATORS

SCREEN OPACITY ICON


- ✓ Appears on the vent setup screen and on all of the respiratory mechanics maneuvers screens.
- ✓ Select and then use the adjustment knob to adjust the opacity of the displayed information between 50% and 100%.
- ✓ The lower the percentage, the more the waveform display will be visible through the other screen information.



INDICATORS

PUSHPIN ICON

✓ Appears in the corner of the settings screen.



✓ Touch the Pushpin Icon to keep a settings window open.




✓ To the reverse the action, unpin or touch the home icon.



USER INTERFACE

BEZEL CONTROL KEYS (OFF SCREEN)




Easy to Access

-  1. Display Brightness
-  2. Display Lock
-  3. Alarm Volume
-  4. Manual Inspiration
- 5. Adjustment Knob
-  6. Inspiratory Pause
-  7. Expiratory Pause
-  8. Alarm Reset
-  9. Alarm Silence

840 VS 980

RESPIRATORY AND MONITORING SOLUTION

840 VS 980



- ✓ В блоке вдоха находится дополнительный бактериальный фильтр (до подключения контура)
- ✓ Возможность подключения к ServiceCloud для анализа ошибок
- ✓ Аккумулятор на 2 часа работы аппарата и 2 часа компрессор с возможностью замены на работающем аппарате (время работы аппарата не ограничено)
- ✓ Возможность анализа 62 сек истории показателей после нажатия паузы.
- ✓ Print screen
- ✓ Возможность обработки клапана выдоха
- ✓ Калькулятор пол/возраст – ИВТ
- ✓ Сигнал тревоги с остаточным боковым цветом (при обнулении тревоги, цвет внешней лампы по бокам отличается от центральной лампы)
- ✓ Журнал тревог на 1000 случаев
- ✓ Сохранение в памяти до 4 тыс тревог предыдущего пациента
- ✓ Подтверждение выключения аппарата
- ✓ Режим Stand by с автоматическим распознаванием повторного подключения
- ✓ Курсор на графиках
- ✓ Конфигурируемый дисплей
- ✓ Дисплей безопасности на блоке дыхания
- ✓ EtCO₂, C₂₀/C, ml/kg
- ✓ Изменяемый параметр 2х минутного %O₂
- ✓ Прозрачность окон параметров
- ✓ В режиме VV+ добавлена возможность Leak Sync
- ✓ Улучшенное автоматическое измерение C и R при PAV+
- ✓ Ближайшее будущее – HFO, Небулайзер, P-drive параметр, IE sync



ADVANCE

RESPIRATORY AND MONITORING SOLUTION

РЕЖИМЫ АДАПТИВНОЙ ИВЛ

Company	Ventilator Model	APRV Airway Pressure Release Ventilation	APC Adaptive Pressure Control	TC Tube Compensation	Proportional Assist
Covidien	Puritan Bennett™ 840 Puritan Bennett™ 980	BiLevel	VC+ VS	TC	PAV™*** + software
Maquet	SERVO-i® SERVO-U®	Bi-Vent	PRVC VS	▪	NAVA®
Dräger	Evita Infinity™* V500	APRV	Auto-flow	ATC	PPS
Hamilton	HAMILTON-G5™*	APRV	APV	TRC	▪
CareFusion	Avea®	APRV	PRVC	AAC	▪
GE	CARESCAPE™* R860	APRV	PRVC-VS	ARC	▪

RESPIRATORY AND MONITORING SOLUTION

РЕЖИМЫ АДАПТИВНОЙ ИВЛ

	PAV+	ASV
Одна основная настройка	%Support	%MV
Определение необходимого MV	Пациент	Врач
Ответ на высокий запрос	Увеличение поддержки	Уменьшение поддержки
Согласуется с активностью дыхательного центра пациента	Да	Нет. Периодически использует PS
Режим контролирует общую работу пациента	Да	Нет
Обратная связь в отношении настроек и работы пациента	Да	Нет
Кто определяет прекращение вентиляции	Пациент	Аппарат ИВЛ и врач

	Опция PAV™+	SmartCare®/ опция PS
Дыхательный объем определяется пациентом	Да	Нет
Обратная связь позволяет контролировать работу дыхания	Да	Нет
Растяжимость и сопротивление отображаются в реальном времени	Да	Нет
Пациент определяет прекращение вентиляции	Да	Нет
Отображение величины Auto PEEP в динамике	Да	Нет
Требуется определение CO ₂ в конце выдоха	Нет	Да

Режим Maquet Servo-i NAVA®*	Proportional Assist™ Ventilation Plus (PAV™+)
Инвазивный — требуется катетер	Неинвазивный — не требуется катетер
Установка уровня NAVA®*	% Support (уровень поддержки)
От новорожденных до взрослых	Только у взрослых
Измерение дыхательной функции пациента отсутствует	Улучшенный алгоритм измерения дыхательной функции пациента
Усиливает всю активность диафрагмального нерва	Запрос определяется по инспираторному потоку
Затраты: программное обеспечение И модуль Edi, катетер Edi, кабели, время	Затраты: только дополнительное программное обеспечение
Удобство использования?	Удобство использования?

НАПРАВЛЕНИЕ РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА

Асинхрония

Доказано, что **42% всех случаев** увеличения глубины седации были связаны с асинхронизацией вследствие ИВЛ с низким дыхательным объемом.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПРОИСХОДИТ
БЫСТРЕЕ* НА

20%

В режиме PAV+ пациент определяет частоту, глубину и продолжительность дыхательных циклов.

Режим PAV+ обеспечивает более высокую адаптацию к потребностям пациента, чем режимы вентиляции, основанные на поддержке давлением (PSV).

**По данным международных исследований*

Puritan
Bennett 980



Puritan
Bennett 840



Newport E360



Newport HT70



Puritan
Bennett 560




RESPIRATORY AND MONITORING SOLUTION

АППАРАТ ИВЛ 980



PB 980 PLUS

IE SYNC MONITORING



PB 980 PLUS

IE SYNC MONITORING

Waiting for patient connect
Ventilation will begin when connection is detected

Setup

Setup Vent

Enter predicted body weight

50 kg (110lb)

— OR —
gender and height

50 kg
6.00 mL/kg

Vent

Apnea

Alarms

More Settings

Ventilation Type: Invasive NIV

Mode: A/C SIMV SPONT BiLevel CPAP

Mandatory Type: PC VC VC+

Spontaneous Type: PS TC VS PAV+

Trigger Type: P-Trig V-Trig IE Sync

P_{SUPP} 0 cmH₂O

I_{SYNC} 0

O₂ 100 %

↑P_{PEAK} 40 cmH₂O

E_{SYNC} 0

PEEP 3.0 cmH₂O

Manual Insp

0.74 2 s

Cancel Accept ALL

Adult

SPONT PS

50 kg 6.00 mL/kg

Manual Insp V_T 300 mL

50 %

P_{SUPP} 0 cmH₂O

I_{SYNC} 2

O₂ 100 %

E_{SYNC} 2

PEEP 3.0 cmH₂O

08:46:16am

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ В НАШИХ РУКАХ

В прошлом году, технологии Medtronic улучшили жизни более **70 миллионов людей.**

Каждую секунду мы улучшаем жизнь 2 людей.



Medtronic
Further, Together