



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ **ОПЕРАЦИОННОЙ**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ



ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2018/2019



MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19

Medtronic

Further, Together

SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал
из полипропилена

Удовлетворяет всем требованиям к полипропилену.









Surgipro™ / Surgipro™ II - шовный материал, которому вы доверяете много лет, улучшенный и эффективный.


Описание материала	Инертный, нерассасывающийся окрашенный монофиламентный шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ изготовлен из изотактического кристаллизованного стереоизомера полипропилена и содержит полиэтилен.
Показания	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ предназначен для сопоставления мягких тканей и/или для лигирования, применяется в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии, общей и торакальной хирургии, пластической хирургии.
Применение	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Срок поддержки раны	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ не рассасывается и не имеет значительного изменения прочности in vivo.
Стерилизация	Окись этилена.
Упаковка	Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ II производится как в неокрашенном виде, так и окрашенном фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 3-0 USP (2 EP) до 8-0 USP (0.4 EP). Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ также производится как в неокрашенном виде, так и окрашенным фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 10-0 USP (0.2 EP), 8-0 USP (0.4 EP) до 2 USP (5 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт. Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ II возможен с PTFE (политетрафлуорэтиленовые) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ также возможен в следующих вариантах поставки: 1. С PTFE (политетрафлуорэтиленовыми) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. 2. С бусинами и стопорами для фиксации кончика нити при внутрикожном шве или для использования как подтягивающие нити. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Surgipro™ II / Surgipro™



Surgipro™ / Surgipro™ II - шовный материал, которому вы доверяете много лет, улучшенный и эффективный.

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING							
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм 	6-0	0.7	45	Синий	36		SP-660
	6-0	0.7	45	Синий	12		SP-660G
	5-0	1	45	Синий	12		SP-559G
	4-0	1.5	75	Синий	36		SP-631
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Синий	36		SP-661
	5-0	1	45	Синий	12		SP-661G
	4-0	1.5	45	Синий	36		SP-683
	4-0	1.5	45	Синий	12		SP-683G
	3-0	2	45	Синий	36		SP-665
	3-0	2	45	Синий	12		SP-665G
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	45	Синий	36		SP-629
	3-0	2	45	Синий	36		SP-684
	3-0	2	45	Синий	12		SP-684G
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	45	Синий	36		SP-868
	2-0	3	75	Синий	36		SP-685
3/8 круга 30 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36		SP-670
	3-0	2	75	Синий	36		SP-675
3/8 круга 39 мм 	3-0	2	75	Синий	36		SP-649
	2-0	3	75	Синий	36		SP-689
	0	3.5	75	Синий	36		SP-690
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	75	Синий	36		CP-443
Прямая 60 мм 	3-0	2	75	Синий	36		SP-622
	2-0	3	75	Синий	36		SP-623



ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
Прямая, бусины со стопорами 60 мм 	3-0	2	75	Синий	24	2 бусины со стопорами	SP-622-BC
	2-0	3	75	Синий	24	2 бусины со стопорами	SP-623-BC

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм 	7-0	0.5	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-1696
	7-0	0.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-1696G
	6-0	0.7	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-1697
	6-0	0.7	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5697G
	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SP-1606
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5695
	5-0	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5698
	4-0	1.5	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5699
3/8 круга 16 мм 	6-0	0.7	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5680G
	5-0	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5681
	5-0	1	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5681G
	4-0	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5692G
	3-0	2	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-1693G
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5686
	4-0	1.5	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5682
	4-0	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5682G
	3-0	2	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5687
	3-0	2	45	Синий	12	Surgalloy™	SP-5687G
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-5663

КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING





Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм		5-0	1	45	Синий	36	Surgalloy™	SP-1635
		4-0	1.5	45	Синий	36		SP-1634
3/8 круга 19 мм		4-0	1.5	45	Синий	36		SP-1644

ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA






Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 5.5 мм		10-0	0.2	30	Синий	12	Surgalloy™	P-2756K








КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 9 мм		7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-72-X
		7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-702-X
		7-0	0.5	5x60	Синий	12	Surgalloy™ Optimis™	VP-72-MX
		7-0	0.5	5x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-702-MX
		7-0	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-713-X
		7-0	0.5	5x75	Синий	12	Surgalloy™	VP-713-MX
		6-0	0.7	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-746-X
		6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-73-X
		6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-703-X
		6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-709-X
3/8 круга 9 мм		7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VPF-702-X
		7-0	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VPF-713-X
		6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VPF-709-X







КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм		6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-74-X
		6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-776-X
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-889-X
		5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-890-X
3/8 круга 13 мм		7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-727-X
		6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-726-X
		6-0	0.7	5x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-726-MX
		6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-76-X
		6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-706-X
		5-0	1	60	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-75-X
		5-0	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-725-X
		5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-705-X
		5-0	1	5x75	Синий	12	Surgalloy™	VP-705-MX
		5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™ Optimis™	VP-70-X
		5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-720-X
		4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-813-X
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VPF-706-X
3/8 круга 17 мм		4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-881-X
3/8 круга 17 мм		5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-580-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-581-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™ Прокладки 3X7 мм жёсткие	VP-582-X
		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-585-X
3/8 круга 22 мм		4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-841-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-851-X
		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-532-X
		2-0	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-533



КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT




Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 10 мм		6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-754-X
		5-0	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-755-X
1/2 круга 13 мм		6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-711-X
		6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-733-X
		5-0	1	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-715-X
		5-0	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-205-X
		5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-710-X
		4-0	1.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-204-X
1/2 круга 13 мм		5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VPF-711-X
1/2 круга 17 мм		5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-870-X
		4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-871-X
		3-0	2	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-872-X
1/2 круга 17 мм		6-0	0.7	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-555-X
		5-0	1	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-566-X
		5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-660-X
		5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-556-X
		5-0	1	5x90	Синий	12	Surgalloy™	VP-556-MX
		4-0	1.5	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-757-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-557-X
		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-558-X
1/2 круга 17 мм		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VPF-557-X
1/2 круга 20 мм		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-331-X

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 22 мм		4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-771-X
1/2 круга 22 мм		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-761-X
		3-0	2	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-760-X
		3-0	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-762-X
1/2 круга 26 мм		4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-831-X
		3-0	2	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-832-X
		2-0	3	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-833
		0	3.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-834
1/2 круга 26 мм		5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-510-X
		5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-520-X
		4-0	1.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-511-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-521-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™ Прокладки 3X7 мм жёсткие	VP-421-X
		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-522-X
		3-0	2	120	Синий	36	Surgalloy™	VP-542-X
		2-0	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-523
		2-0	3	120	Синий	36	Surgalloy™	VP-543
1/2 круга 26 мм		2-0	3	120	Синий	36	Surgalloy™	VP-151
1/2 круга 26 мм		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VPF-522-X
		2-0	3	120	Синий	36	Surgalloy™	VPF-543
1/2 круга 27 мм		2-0	3	75	Синий	36		CP-411
		0	3.5	75	Синий	36		CP-412


КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 27 мм Н		0	3.5	75	Синий	36		CP-414
		1	4	90	Синий	36		CP-415
1/2 круга 30 мм		2-0	3	75	Синий	36		VP-945
1/2 круга 37 мм		3-0	2	90	Синий	36		VP-842-X
		2-0	3	90	Синий	36		VP-843
		2-0	3	120	Синий	36		VP-853
1/2 круга 37 мм		2-0	3	75	Синий	36		CP-423
		0	3.5	75	Синий	36		CP-424
		1	4	75	Синий	36		CP-425
1/2 круга 40 мм		2-0	3	75	Синий	36		CP-433
		0	3.5	75	Синий	36		CP-434
		1	4	75	Синий	36		CP-435
		1	4	100	Синий	36		CP-535
1/2 круга 48 мм		1	4	75	Синий	36		CP-455
1/2 круга 65 мм		1	4	150	Синий	24		CP-824
		2	5	150	Синий	24		CP-825






КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT							
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 65 мм 	1	4	120	Синий	24	Нить 120 см, Петля 60 см	CP-824-L
	1	4	240	Синий	24	Нить 240 см, Петля 120 см	CP-834-L
Прямая 51 мм 	2-0	3	90	Синий	36		GP-282

МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT							
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 6 мм 	8-0	0.4	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-900-X
	8-0	0.4	2x45	Синий	12	Surgalloy™	VP-900-MX
	8-0	0.4	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-902-X
	8-0	0.4	2x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-902-MX
	8-0	0.4	75	Синий	12	Surgalloy™	VP-973-X
	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-904-X
3/8 круга 8 мм 	8-0	0.4	45	Синий	36	Surgalloy™	VP-744-X
	8-0	0.4	2x45	Синий	12	Surgalloy™	VP-744-MX
	8-0	0.4	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-745-X
	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-735-X
	7-0	0.5	2x60	Синий	12	Surgalloy™	VP-737-MX
	7-0	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-747-X
3/8 круга 8 мм 	7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VPF-735-X



МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 8 мм		8-0	0.4	60	Синий	36	Cardioint™	VP-738-X
		8-0	0.4	2x60	Синий	12	Cardioint™	VP-738-MX
		7-0	0.5	60	Синий	36	Cardioint™	VP-630-X
		6-0	0.7	60	Синий	36	Cardioint™	VP-631-X
3/8 круга 10 мм		7-0	0.5	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-875-X
		8-0	0.4	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-763-X

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 9 мм		7-0	0.5	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-704-X
		6-0	0.7	60	Синий	36	Surgalloy™	VP-712-X
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-728-X
		5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-708-X
3/8 круга 17 мм		5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	VP-914-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-925-X
		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-926-X
3/8 круга 26 мм		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-956
1/2 круга 17 мм		5-0	1	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-934-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-935-X
		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-936-X

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-975-X
	3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-976-X
	2-0	3	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-977
	0	3.5	90	Синий	36	Surgalloy™	VP-978
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	75	Синий	36		CP-844