

FLEXIPATH*

Инструменты для
эндоскопических операций

Торакальные троакары FLEXIPATH, состоящие из жесткого обтуратора и гибкой канюли, которая предотвращает повреждение внутренних органов и структур

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр: 7 мм, 15 мм, 20 мм
- Длина рабочей части: 80 мм
- Гибкая гладкая прорезиненная канюля
- Манжета канюли с отверстиями для фиксации шовного материала
- Насечки на обтураторе для фиксации канюли
- Интегрированный механизм расширения обтуратора (только для 15 мм и 20 мм)
- Удобная ручка обтуратора
- Предназначены для использования у одного пациента



НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ:

- Манжета канюли защищает прилегающие кожные покровы от повреждения при манипуляции инструментами, что снижает послеоперационный болевой синдром
- Прямоугольное сечение обтуратора (после его активации) адаптировано к конфигурации межреберного пространства, а тупой кончик предотвращает повреждение внутренних органов



ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Отверстия в манжете предназначены для фиксации канюли в стенке полости при помощи шовного материала или кожного степлера
- Торакальные троакары FLEXIPATH оснащены эргономичной рукояткой, обеспечивающей контролируемое введение
- При небольшой глубине грудной полости имеется возможность укорачивания гибкой канюли, адаптируя длину канюли к толщине стенки



MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19

* Флексипас

КОД	ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
FP007	7 мм	80 мм	6
FP015	15 мм	80 мм	6
FP020	20 мм	80 мм	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09056 от 04.02.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

