


ИГЛЫ ВЕРЕША

Инструменты для
эндоскопических операций

Инструменты для введения газа внутрь полости с целью облегчения введения троакара и последующих манипуляций

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина рабочей части: 120 мм, 150 мм
- Тупоконечный стилет
- Кран инсуффляции
- Переходник типа LUER
- Индикатор втягивания стилета
- Предназначены для использования у одного пациента



УДОБНЫЙ ДОСТУП:

- Модели с разной длиной рабочей части позволяют подобрать необходимую длину в каждом конкретном случае
- Благодаря тому, что игла предназначена для использования у одного пациента, затупление колющей части и снижение эффективности исключено
- Переходник LUER и кран инсуффляции обеспечивает удобное проведение инсуффляции
- Тупоконечный стилет снижает риск повреждения органов брюшной полости
- Наличие индикатора втягивания стилета служит дополнительной защитой при введении иглы



MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19

* Люер

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИГЛЫ ВЕРЕША			
PN120	СТАНДАРТНАЯ	120 мм	12
PN150	УДЛИНЕННАЯ	150 мм	12
UV120	СТАНДАРТНАЯ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАЩИТНЫМ МЕХАНИЗМОМ	120 мм	12

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09272 от 03.03.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

