

10 моделей многоразовых клиппликаторов и 4 размера полидиоксановых рассасывающихся клипс Absolok® обеспечивают надежное лигирование сосудов различного диаметра. Используются в ситуациях, не требующих наложения постоянной лигатуры

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:

- Материал: рентгенопрозрачный полидиаксанон, рассасывание клипсы путем гидролиза начинается на 21-й день и полностью завершается через 6–7 месяцев
- Апертура открытой клипсы: 2,4 мм; 3,8 мм; 5,3 мм; 7,5 мм
- Тип закрытия клипс: защелкиваясь, образуют замкнутый контур вокруг сосуда
- Цвет: фиолетовый
- Предназначены для использования у одного пациента

Клиппликаторы:

- Длина клиппликаторов: 14,5 см; 18,5 см; 27,5 см
- Угол изгиба рабочей части: 15° или 45°



Фиолетовый цвет клипсы обеспечивает хорошую визуализацию при установке

НАДЕЖНОЕ ЛИГИРОВАНИЕ:

- Особая форма защелкивания клипсы исключает ее любое продольное или поперечное смещение
- Строение замка клипсы обеспечивает тактильный и звуковой контроль его защелкивания
- Атрауматичность и хорошая визуализация достигается за счет изогнутых закругленных браншей

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Клипсы легко захватываются из кассеты и надежно удерживаются в браншах без дополнительного давления на рукоятки клиппликаторов
- Каждый размер имеет свою цветовую маркировку — одинаковую для клипс (упаковка) и аппликаторов (одна из ручек)
- 2 варианта изгиба рабочей части — 15° и 45° для удобства манипуляции на операционном поле

КЛИПСЫ РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ АБСОЛОК					КЛИППЛИКАТОРЫ АБСОЛОК МНОГОРАЗОВЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ		
КОД	ОПИСАНИЕ	АПЕРТУРА ОТКРЫТОЙ КЛИПСЫ	КОЛ-ВО КЛИПС В КАССЕТЕ	КОЛ-ВО КАССЕТ В УПАКОВКЕ	КОД	ДЛИНА КЛИППЛИКАТОРА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
AP100	МАЛЫЕ	2,4 мм	10	6	AC105	14, 5 см	1
AP200	СРЕДНИЕ	3,8 мм	10	6	AC107	18,5 см	1
AP201			5	6	AC207	18,5 см	1
AP202			2	6	AC210	27,5 см	1
AP300	СРЕДНЕ-БОЛЬШИЕ	5,3 мм	10	6	AC307	18,5 см	1
AP301			5	6	AC310	27,5 см	1
AP302			2	6	AC320	27,5 см, угол изгиба браншей 45	1
AP306			6	6			1
AP400	БОЛЬШИЕ	7,5 мм	10	6	AC407	18,5 см	1
AP401			5	6	AC410	27,5 см	1
AP402			2	6	AC420	27,5 см, угол изгиба браншей 45	1
AP403			3	6			
AP406			6	6			

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02925 от 10. 11.2008. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

