

ENSEAL® G2 Tissue Sealers*

Инструменты Энсил

Насадки Энсил второго поколения, изогнутые/прямые бранши, ствол 5 мм, бранши 3 мм или 5 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Лигирование сосудов до 7 мм включительно
- Длина ствола 14 см, 25 см, 35 см, 45 см; антибликовое покрытие
- Вращение ствола инструмента на 360°
- Диаметр ствола 5 мм
- Форма бранш: изогнутая 3 мм, прямая 5 мм
- Предназначены для использования у одного пациента



КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Эргономичная рукоятка сведения браншей способствует комфортному размещению руки хирурга
- Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения бранш, кнопке ручной активации и ротационном кольце препятствует скольжению
- Применяется в открытых и эндоскопических операциях
- Возможность использовать в качестве граспера
- Наличие атравматичных зубчиков на одной из бранш для лучшего захвата тканей
- Наличие ручной активации инструмента
- Звуковая и тактильная индикация режима коагуляции и полного выдвижения лезвия

Контролируемая температура тканей:

- Ограничение нагрева тканей не более 100 С (PTC-полимер)
- Фактурная поверхность PTC-полимера способствует меньшему налипанию тканей на бранши

Высокая равномерная компрессия:

- Встроенное лезвие I-BLADE создает равномерную компрессию по всей длине бранши, что повышает прочность лигирования сосудов
- Система блокировки выдвижения лезвия предотвращает преждевременное пересечение тканей

Минимальное латеральное повреждение тканей:

- Особая конфигурация электродов ограничивает пути распространения тока в латеральном направлении, минимизируя ЛТП



MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19

* коагулятор и диссектор тканей

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
NSLG2C14	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ИЗОГНУТАЯ, ДИАМЕТР СТОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТОЛА 14 СМ	6
NSLG2C25	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ИЗОГНУТАЯ, ДИАМЕТР СТОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТОЛА 25 СМ	6
NSLG2C35	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ИЗОГНУТАЯ, ДИАМЕТР СТОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТОЛА 35 СМ	6
NSLG2C45	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ИЗОГНУТАЯ, ДИАМЕТР СТОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТОЛА 45 СМ	6
NSLG2S14	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ПРЯМАЯ, ДИАМЕТР СТОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТОЛА 14 СМ	6
NSLG2S25	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ПРЯМАЯ, ДИАМЕТР СТОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТОЛА 25 СМ	6
NSLG2S35	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ПРЯМАЯ, ДИАМЕТР СТОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТОЛА 35 СМ	6
NSLG2S45	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ПРЯМАЯ, ДИАМЕТР СТОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТОЛА 45 СМ	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11598 от 14.03.2012. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

