


ENDOPATH®

Электрохирургические
инструменты

Биполярные зажимы

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина: 33 см
- Диаметр: 5 мм
- Форма бранши: широкие, узкие
- Предназначены для использования у одного пациента
- Многоразовый соединительный кабель, 3 м



КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Рифленные бранши биполярных зажимов Эндопас обеспечивают надежный захват тканей даже с деликатной структурой
- Специальное покрытие для предотвращения налипания коагулированных тканей
- Наличие моделей с двумя видами браншей: широкие бранши — для коагуляции проблемных зон и крупных сосудов, тонкие бранши — для микрокоагуляции деликатных или труднодоступных структур
- Параллельное положение сомкнутых браншей обеспечивает надежный гемостаз
- Эргономичная рукоятка и вращение ствола на 360° обеспечивают точное позиционирование браншей в любом месте операционного поля
- Черное антибликовое покрытие биполярных зажимов гарантирует полную изоляцию



MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА	ДЛИНА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
БИПОЛЯРНЫЕ ЗАЖИМЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ				
EBF01	С ШИРОКИМИ БРАНШАМИ	5 мм	33 см	5
EBF02	С УЗКИМИ БРАНШАМИ	5 мм	33 см	5
КАБЕЛИ К БИПОЛЯРНЫМ ЗАЖИМАМ ENDOPATH, МНОГОРАЗОВЫЕ				
EBC02	БИПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ BERCHTOLD, MARTIN	-	3 м	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09676 от 27.04.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

