

ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ

Инструменты для
эндоскопических операций

Многоразовые инструменты, предназначенные для эндоскопического сшивания тканей хирургическими нитями и интеркорпорального формирования узла

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: Нержавеющая сталь
- Асимметричная рукоятка
- Антибликовое покрытие ствола
- Храповый механизм
- Канал промывания с адаптером LUER
- Рычаг размыкания браншей
- Самоустановка иглы (SRNH1)

**ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**

- Ассиметричная рукоятка способствует точности ориентации инструмента и манипулирования им
- Постепенное сцепление храпового механизма обеспечивает поступательный захват иглы
- Антибликовое покрытие ствола обеспечивает хорошую визуализацию на операционном поле
- Многократный иглодержатель прост в очистке благодаря наличию канала промывания с адаптером Luer
- Запатентованная форма браншей обеспечивает самоустановку иглы в оптимальное положение при прошивании при захвате ее в любой части (SRNH1)



MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
E705R	ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ	5 мм	1
SRNH1	ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ С САМОУСТАНОВКОЙ ИГЛЫ	5 мм	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02749 от 21.10.2008. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

