

ETS FLEX

Инструменты для эндоскопических
хирургических операций

Эндоскопический артикуляционный сшивающе-режущий аппарат с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между тройными или двойными рядами

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина ствола: 340 мм
- Длина рабочей части: 45 мм
- Артикуляция: 38° в обе стороны, 9 фиксированных положений
- Ротация ствола: 360°
- Количество рядов скобочного шва:
6 — все кассеты (кроме зеленой),
4 — зеленая кассета
- Расходные материалы:
кассеты
- Высота закрытия скобок:
фиксированная
в зависимости от кассеты — 1,0; 1,5; 2,0 мм
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 8
- Поставляется незаряженным
- Предназначен для использования у одного пациента



MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19



КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ШОВ:

- Благодаря параллельному сведению браншей и цельной литой верхней бранше, выполненной из стали 400-й серии, аппарат гарантирует качественное формирование скобок одинаковой высоты по всей длине шва. Свойства титанового сплава, из которого изготавливаются скобки, предотвращают открытие уже сформированных скобок
- Линия механического шва выступает за линию разреза минимум на 1,5 скобки, обеспечивая герметичность скобочного шва

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Артикулирующая на 38° в обе стороны рабочая часть и вращение ствола на 360° облегчают доступ к труднодоступным местам и добавляют гибкости в манипуляциях во время операции
- Белые, синие и зеленые взаимозаменяемые кассеты с различной высотой закрытия скобки для работы с тканями различной толщины
- Благодаря отдельным рукояткам для сведения браншей и прошивания случайное прошивание исключено
- Наличие маркировки дистального края скобочной линии и линии разреза на верхней бранше аппаратов позволяет полностью контролировать процесс прошивания и рассечения тканей
- Троакар 12 мм для использования любой кассеты

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА СТВОЛА	НАЛИЧИЕ ЛЕЗВИЯ	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ ETS					
ATS45	СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЙ АППАРАТ С НОЖОМ	340 мм	С лезвием	45 мм	3
ATS45NK	СШИВАЮЩИЙ АППАРАТ БЕЗ НОЖА	340 мм	Без лезвия	45 мм	3

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО РЯДОВ ШВА	ДЛИНА ШВА	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
СМЕННЫЕ КАССЕТЫ ДЛЯ АППАРАТОВ ETS, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ						
TR45W	СОСУДИСТАЯ ТКАНЬ	6	45 мм	2,5 мм	1,0 мм	12
6R45B	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	6	45 мм	3,5 мм	1,5 мм	12
TR45G	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	4	45 мм	4,1 мм	2,0 мм	12

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08397 от 19.11.2010. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery