



17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

Кому: Всем заинтересованным лицам

от «14» февраля 2020 года
Исх. № 1702 - 22 /20

Компания ООО «Джонсон & Джонсон» выражает Вам свое почтение и настоящим сообщает, что на территории Российской Федерации ООО «Джонсон & Джонсон» является уполномоченным представителем компании Этикон Эндо-Хирургия (Ethicon Endo-Surgery Inc., США), входящей в группу компаний Johnson & Johnson («Представитель компании-производителя»).

Этикон Эндо-Хирургия – мировой лидер в производстве электро и ультразвукового оборудования, используемого в хирургии и предназначенного для разделения и коагуляции биологических тканей.

Компания Этикон Эндо-Хирургия является производителем генератора «Генератор электрохирургический ультразвуковой G11 (Джен Илевен)» – Регистрационное Удостоверение (РУ) №ФСЗ 2012/11599 от 14 марта 2012 года, который функционирует в 2-х режимах – биполярном и ультразвуковом, и предназначен для использования в хирургии с целью разделения и коагуляции биологических тканей.

Генератор GEN11 обладает русифицированным пользовательским интерфейсом в виде сенсорного дисплея с функцией распознавания прикосновения, для управления настройками и уникальное входное гнездо, которое позволяет использовать инструменты-насадки Harmonic и EnSeal.

Компания Этикон Эндо-Хирургия доводит до Вашего сведения, что в настоящий момент в продуктовом портфеле Компании имеются следующие виды насадок и рукояток, совместимые с генератором GEN11:

№	Код	Описание
1	FCS9*	Ножницы с ручным управлением (9 см) к ультразвуковому скальпелю "Гармоник"
2	FCS17*	Ножницы с ручным управлением (17 см) к ультразвуковому скальпелю "Гармоник"
3	ACE14S*	Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" : Ножницы ACE (для открытых операций, 14см)
4	ACE23E*	Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник": Ножницы ACE (для открытых операций, 23см)
7	HAR23	Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" : Ножницы ACE (с технологией адаптации к тканям для открытых операций, 5 мм, 23 см)
8	HAR36	Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" : Ножницы ACE (с технологией адаптации к тканям для открытых операций, 5 мм, 36 см)
9	HARN23	Ножницы HARMONIC ACE+7 с технологией адаптации к тканям и функцией продвинутого гемостаза (для открытых операций 5мм, 23см)
10	HARN36	Ножницы HARMONIC ACE+7 с технологией адаптации к тканям и функцией продвинутого гемостаза (для лапароскопических операций 5мм, 36см)



17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

11	HARH45	Ножницы HARMONIC ACE+7 с технологией адаптации к тканям и функцией продвинутого гемостаза (для лапароскопических операций 5мм, 45см)
12	HAR9F	Ножницы Harmonic Focus+ с технологией адаптации к тканям для открытых операций (9 см)
13	HAR17F	Ножницы Harmonic Focus+ с технологией адаптации к тканям для открытых операций (17 см)
14	HARHD20	Инструмент ультразвуковой для генератора электрохирургического ультразвукового GEN11: Ножницы Harmonic HD 1000i со встроенной лапаросонической рукояткой для открытых и эндоскопических операций, длина ствола 20 см
15	HARHD36	Инструмент ультразвуковой для генератора электрохирургического ультразвукового GEN11: Ножницы Harmonic HD 1000i со встроенной лапаросонической рукояткой для открытых и эндоскопических операций, длина ствола 36 см
16	NSLG2C35A	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2, артикуляционная, изогнутая, 35)
17	NSLG2S35A	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2, артикуляционная, прямая, 35)
18	NSLG2C45A	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2, артикуляционная, изогнутая, 45)
19	NSLG2S45A	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2, артикуляционная, прямая, 45)
21	NSLG2C14	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2 изогнутая, 14 см)
22	NSLG2C25	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2 изогнутая, 25 см)
23	NSLG2C35	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2 изогнутая, 35 см)
24	NSLG2C45	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2 изогнутая, 45 см)
25	NSLG2S14	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2 прямая, 14 см)
26	NSLG2S25	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2 прямая, 25 см)
27	NSLG2S35	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2 прямая, 35 см)
28	NSLG2S45	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2 прямая, 45 см)
36	NSLX120L	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11, вариант исполнения: Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal X1 Large Jaw для открытых операций.
37	HP054	Лапаросоническая рукоятка для ручной активации к ультразвуковому скальпелю "Гармоник"
38	HPBLUE	Лапаросоническая рукоятка облегченная к ультразвуковому скальпелю "Гармоник"

17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

*вывод из портфеля, остатки на складе.

Наличие адаптера HGA11 для Harmonic позволяет использовать генератор G11 для подключения вышеуказанных насадок (для вида насадки Harmonic HD1000i наличие адаптера не требуется).

Использование рукояток и насадок других производителей с генератором GEN11 невозможно.

По возникающим вопросам просим обращаться в рабочие часы с понедельника по пятницу в ООО «Джонсон & Джонсон» по телефону +7 (495) 580 – 7777.

С уважением,

Директор департамента «Этикон»
ООО «Джонсон & Джонсон»

/Кононов А.Б./