

PDS*II (Полидиоксанон)

Монофиламентный синтетический
рассасывающийся шовный материал



PDS*II (Полидиоксанон)

PDS*II – монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал.

PDS* II используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии, а также в детской сердечно-сосудистой хирургии.

Нить показана для ушивания тканей, когда требуется длительная поддержка раны рассасывающейся нитью: фасция, апоневроз и др.

Минимум травмы ткани

Благодаря монофиламентной структуре, нить PDS*II обеспечивает мягкое (нетравматическое) прохождение через ткани, а также менее подвержена контаминации патогенами, провоцирующими развитие инфекции области хирургического вмешательства.

Максимальный срок поддержки раны






Полное рассасывание нити PDS*II в хирургической ране происходит за 182-238 дней.

Высокая начальная прочность на разрыв



Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, PDS*II с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв.

Нить 4/0 и тоньше		Нить 3/0 и толще	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
2 недели	60%	2 недели	80%
4 недели	40%	4 недели	70%
6 недель	35%	6 недель	60%







КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	7/0 (M0,5)	
TF-6 (6,5 мм) 	70								Z1370E ■	24
RB-2 (13 мм) 	45					W9102H ■	W9101H ■	W9100H ■		36
RB-2 (13 мм) 	70						W9201H ■			36
RB-1 (17 мм) 	90					W9109H ■	W9108H ■			36
SH-2 PLUS (20 мм)  уплощенный кончик	70				W9116H ■	W9115H ■				36
SH-1 (22 мм) 	70				Z1311H ■					36
	90					PEE2993H ■				36
SH (26 мм) 	70		W9205H ■	W9125H ■						36
SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70				W9124H ■					36
SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	90					PFF2992E ■				24
					PFF2993H ■					36
MH-1 (31 мм) 	70	W9211H ■	W9210H ■	W9133H ■	W9132H ■	W9131H ■				36
MH-1 (31 мм) 	90				W9134H ■					36
MO-2 (40 мм)  петля	150	W9237T ■	W9236T ■							24


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	
 LH (40 мм)	70					W9152T	24
 CT (40 мм)	70				W9151T		24
	90	W9235T	W9234T				24
 CTX (48 мм)	90	W9256T					24
 CTX (48 мм) петля	150		W9262T	W9261T			24


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	7/0 (M0,5)	
 BV175-6 (8 мм)	23				W9574	12
 CC (9,3 мм)	70				Z1711E	36
						24
 CC175-8 (9,3 мм)	70			Z1712H		24
 BV-1 (9,3 мм)	70				Z1701E	24
				Z1702H		36
 BV (11 мм)	70			Z1002H		36
 C-1 (13 мм)	45				W9095T	24
				W9096H		36
 CC-1 (13 мм)	60			Z1032H		36
 BB (17 мм)	70	W9077H	W9073H			36


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	
⊙ MF-110 (110 мм)  петля	150	W9168	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА-КРЮЧОК

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
⊙ ASH-35 (36 мм) 	70	W9219T	24

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
⊙ CTXB ETHIGUARD (48 мм)  петля	150	W9967T	24


КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	
▼ V-7 (26 мм) 	70			W9184H ■	W9179H ■	36
▼ V-34 (36 мм) 	70			W9380H ■		36
	90	W9352T ■				24
			W9381H ■			36
▼ V-35 (36 мм) 	90		W9355T ■			24
▼ V-37 (40 мм) 	90	W9370T ■	W9366T ■			24
▼ V-39 (45 мм) 	90	W9385T ■	W9384T ■			24
▼ V-40 (48 мм) 	90	W9396T ■				24

РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ X-1 CONV (22 мм) 	45	W9740T ■	24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1 (M4)	4/0 (M1,5)	
▼ FS-2 (19 мм) 	45		W9950T 	24
▼ CPX (48 мм) 	90	W9299T 		24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	6/0 (M0,7)	
▼ P-6 PRIME (8 мм) 	45			W9860H 	36
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45		W9874T 		24
▼ FS (26 мм) 	45	W9957T 			

РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	
▲ PC-1 PRIME (13 мм) 	45				W9861T	24
▲ FS-3 CONV (16 мм) 	70		W9734T			24
▲ PC-3 (16 мм) 	70			W9733T		24
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	45		W9867T			24
▲ PC-5 PRIME (19 мм) 	45		W9615T			24
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	70	W9625T				24

РЕЖУЩАЯ ИГЛА ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ KS (60 мм) 	70	W9714T	24



MedicHome.ru