



SURGIFLO®
HAEMOSTATIC MATRIX KIT

SURGIFLO®
HAEMOSTATIC MATRIX KIT
Plus FlexTip
with **Thrombin**

Удобный. Эффективный. Экономичный.

- Приготовление продукта менее чем за 1,5 минуты
- Скорость достижения гемостаза Серджифло с тромбином - менее двух минут
- Матричная структура идеально адаптируется ко всем типам поверхностей
- Продукт готов к использованию в течение 8 часов после приготовления
- Объем готового продукта 8 мл
- Рассасывается в течение 4-6 недель




SURGIFLO®
HAEMOSTATIC MATRIX KIT

SURGIFLO®
HAEMOSTATIC MATRIX KIT
Plus FlexTip
with **Thrombin**

Универсальность применения

- Нейрохирургия
- Кардиохирургия
- Гинекология
- Урология
- Общая хирургия



Безопасность и удобство

Шприц с 2 мл стерильной воды для инъекций гарантирует фиксированный объем продукта

Специальный адаптер исключает необходимость использования иглы

Лиофилизированный тромбин с активностью 2000 МЕ моментально растворяется, не требует специальных условий хранения



Используется весь тромбин



Гарантированный объем готового продукта

смешать 6 раз




Время приготовления менее 1,5 минут

Эндоскопическая насадка для Surgiflo, созданная специально для полного контроля

Удобный способ нанесения

- Применение в троакарах от 5 мм
- Весь материал доставляется в рану, не оставаясь в аппликаторе
- 34 см насадка позволяет достичь труднодоступные зоны



Безопасность

- Одноразовый стерильный аппликатор
- Конец насадки затуплен специальным образом, что позволяет избежать дополнительных травм при использовании

Атравматичный наконечник
исключает возможность травмы тканей



Матовая поверхность насадки
снижает отражение от
эндоскопа



Специальный полимер внутри насадки
гарантирует доставку максимального
количества препарата до раны