

F&P 850™ System

Каталог систем дыхательной терапии для взрослых и младенцев



ОГЛАВЛЕНИЕ

Система F&P 850 – терапия для взрослых

Инвазивная вентиляция для взрослых	2
Неинвазивная вентиляция для взрослых	4
Optiflow™ и кислородная терапия для взрослых	6

Система F&P 850™ – терапия для младенцев

Реанимация младенцев	10
Инвазивная вентиляция для младенцев	12
Неинвазивная вентиляция и F&P Bubble CPAP™ для младенцев	14
Optiflow™ и кислородная терапия для младенцев	16



Система F&P 850™ |

Терапия для взрослых


Система F&P 850 была разработана таким образом, чтобы быть простой в управлении и одновременно отвечать растущей потребности в наличии высокоэффективного решения, способного функционировать как в инвазивном, так и в неинвазивном режиме.

Единая система, которую можно настроить с целью получения оптимальных результатов для всех терапевтических потребностей, обеспечивает значительные преимущества.

Инвазивная вентиляция для взрослых

Увлажнитель MR850, в сочетании с увлажнительной камерой с автозаполнением MR290 и дыхательными контурами серии RT, обеспечивает эффективность ухода и лечения взрослых и педиатрических больных, которым необходима интубация.

Система F&P 850 создана таким образом, чтобы обеспечить оптимальный уровень влажности, и поставляется с ассортиментом дыхательных контуров, оборудованных коннекторами, которые соответствуют стандартам ISO. Эти коннекторы позволяют беспрепятственно соединить аппараты ИВЛ и интерфейсы пациентов. Особенная технология линии выдоха Evaqua™ производства компании Fisher & Paykel Healthcare сводит к минимуму уровень текущего конденсата в линии выдоха.



1

Увлажнитель и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR850	Дыхательный увлажнитель MR 850	1 в упаковке
900MR805	Адаптер провода нагрева для дыхательных контуров с обогревом линий вдоха и выдоха	1 в упаковке
900MR806	Адаптер провода нагрева для дыхательных контуров с обогревом линии вдоха	1 в упаковке
900MR869	Температурный датчик/датчик потока для совместимых с MR850 дыхательных контуров (1,5 м)	1 в упаковке

2

Увлажнительные камеры

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR290V	Увлажнительная камера с автозаполнением для взрослых/младенцев с иглой для водяного мешка с клапаном	40 в упаковке
MR290HFV	Увлажнительная камера с автозаполнением для взрослых/младенцев с иглой для водяного мешка с клапаном для применения при высокочастотной вентиляции	40 в упаковке

3

Дыхательные контуры и комплекты

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
RT380	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с технологией Evaqua 2	10 в упаковке
RT385	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с технологией Evaqua 2 и линией давления	10 в упаковке
RT340	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с технологией Evaqua	10 в упаковке
RT345	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с технологией Evaqua и линией давления	10 в упаковке
RT200	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура	10 в упаковке
RT204	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с линией давления	10 в упаковке
RT100	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура (без камеры)	10 в упаковке
RT104	Двухлинейный взрослый дыхательный контур (без камеры) с линией давления	10 в упаковке
RT205	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с влагосборником на линии выдоха	10 в упаковке
RT206	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с влагосборником на линии выдоха и линией давления	10 в упаковке
RT105	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура (без камеры) с влагосборником на линии выдоха	10 в упаковке
RT106	Двухлинейный взрослый дыхательный контур (без камеры) с влагосборником на линии выдоха и линией давления	10 в упаковке

4

Интерфейсы пациента и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
RT021	T-образный коннектор с двойным вертлюжным соединением F&P DirectConnect™	20 в упаковке
RT019	Фильтр линии вдоха/выдоха	20 в упаковке
RT020	Фильтр линии выдоха	20 в упаковке
RT023	T-образный коннектор для отлучения пациента от ИВЛ (набор)	20 в упаковке

Неинвазивная вентиляция для взрослых

Система F&P 850 для неинвазивной вентиляции состоит из увлажнителя MR850 с увлажнительной камерой с автозаполнением MR290 и дыхательных контуров серии RT с постепенно сокращающимися опциями контура. Данная система обеспечивает исключительную эффективность применения для пациентов, которым необходима неинвазивная терапия.

Необходимый уровень увлажнения обеспечивается одной из трех видов масок FreeMotion™. Имеются варианты в виде вентилируемой и невентилируемой лицевой маски и вентилируемой назальной маски. Уникальные технологии обеспечения комфорта и герметичности сводят к минимуму вероятность утечек при движении пациента.



1

Увлажнитель и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR850	Дыхательный увлажнитель MR 850	1 в упаковке
900MR805	Адаптер провода нагрева для дыхательных контуров с обогревом линий вдоха и выдоха	1 в упаковке
900MR806	Адаптер провода нагрева для дыхательных контуров с обогревом линии вдоха	1 в упаковке
900MR869	Температурный датчик/датчик потока для совместимых с MR850 дыхательных контуров (1,5 м)	1 в упаковке

2

Увлажнительные камеры

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR290V	Увлажнительная камера с автозаполнением для взрослых/младенцев с иглой для водяного мешка с клапаном	40 в упаковке
MR290HFV	Увлажнительная камера с автозаполнением для взрослых/младенцев с иглой для водяного мешка с клапаном для применения при высокочастотной вентиляции	40 в упаковке

3

Дыхательные контуры и комплекты

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
RT319	Комплект однолинейного взрослого дыхательного контура с линией вдоха с малым сопротивлением потоку, гибким удлинителем, клапаном линии выдоха, фильтром линии вдоха и линией давления	10 в упаковке
RT201	Комплект однолинейного взрослого дыхательного контура с тройником и удлинителем для клапана ПДКВ	10 в упаковке
RT101	Однолинейный взрослый дыхательный контур (без камеры) с тройником и удлинителем CPAP	10 в упаковке
RT380	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с технологией Evaqua 2	10 в упаковке
RT385	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с технологией Evaqua 2 и линией давления	10 в упаковке
RT340	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с технологией Evaqua	10 в упаковке
RT345	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с технологией Evaqua и линией давления	10 в упаковке
RT200	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура	10 в упаковке
RT204	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с линией давления	10 в упаковке
RT100	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура (без камеры)	10 в упаковке
RT104	Двухлинейный взрослый дыхательный контур (без камеры) с линией давления	10 в упаковке
RT205	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с влагосорбником на линии выдоха	10 в упаковке
RT206	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура с влагосорбником на линии выдоха и линией давления	10 в упаковке
RT105	Комплект двухлинейного взрослого дыхательного контура (без камеры) с влагосорбником на линии выдоха	10 в упаковке
RT106	Двухлинейный взрослый дыхательный контур (без камеры) с влагосорбником на линии выдоха и линией давления	10 в упаковке
RT401 (S, M, L)	Набор CPAP для взрослых с комплектом однолинейного взрослого дыхательного контура, невентилируемой лицевой маской с клапаном, предотвращающим асфиксию, клапаном регулируемого ПДКВ и клапаном сброса давления	10 в упаковке
RT411 (S, M, L)	Набор CPAP для взрослых с однолинейным взрослым дыхательным контуром без обогрева, невентилируемой лицевой маской с клапаном, предотвращающим асфиксию, клапаном регулируемого ПДКВ и клапаном сброса давления	10 в упаковке

4


Интерфейсы пациента и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
RT040 (S, M, L)	Вентилируемая лицевая маска с клапаном, предотвращающим асфиксию	10 в упаковке
RT041 (S, M, L)	Невентилируемая лицевая маска	10 в упаковке
RT042 (M, L)	Вентилируемая назальная маска	10 в упаковке
RT019	Фильтр линии вдоха/выдоха	20 в упаковке
RT022	Гибкий удлинитель без обогрева	20 в упаковке
RT023	T-образный коннектор для отлучения пациента от ИВЛ (набор)	20 в упаковке

Optiflow™ и кислородная терапия для взрослых

Увлажнитель MR850 с увлажнительной камерой с автозаполнением MR290 и дыхательными контурами серии RT вместе составляют систему, которой нет равных с позиции как эффективного увлажнения, так и переносимости кислородной терапии пациентом.

Мягкие и гибкие назальные канюли Optiflow созданы для длительного комфортного применения, уменьшая необходимость в лицевой маске. Легкая и гибкая трубка подачи позволяет свободно двигаться во время сна и бодрствования, что делает эту систему востребованным, удобным и незаметным для пациента терапевтическим решением, обеспечивающим широкий диапазон интенсивности потока пациентам, нуждающимся в кислородной терапии.



1

Увлажнитель и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR850	Дыхательный увлажнитель MR 850	1 в упаковке
900MR806	Адаптер провода нагрева для дыхательных контуров с обогревом линии вдоха	1 в упаковке
900MR869	Температурный датчик/датчик потока для совместимых с MR850 дыхательных контуров (1,5 м)	1 в упаковке

2

Увлажнительные камеры

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR290V	Увлажнительная камера с автозаполнением для взрослых/младенцев с иглой для водяного мешка с клапаном	40 в упаковке
MR290HFV	Увлажнительная камера с автозаполнением для взрослых/младенцев с иглой для водяного мешка с клапаном для применения при высокочастотной вентиляции	40 в упаковке

3

Дыхательные контуры и комплекты

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
RT202	Комплект однолинейного взрослого дыхательного контура	10 в упаковке
RT102	Однолинейный взрослый дыхательный контур (без камеры)	10 в упаковке
RT408	Комплект однолинейного взрослого дыхательного контура с гибким удлинителем и воздухозаборником Вентури*	10 в упаковке
RT307	Комплект однолинейного взрослого дыхательного контура без обогрева с воздухозаборником Вентури*	10 в упаковке

4

Интерфейсы пациента и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
OPT542	Взрослая канюля Optiflow — размер Small (маленький)	20 в упаковке
OPT544	Взрослая канюля Optiflow — размер Medium (средний)	20 в упаковке
OPT546	Взрослая канюля Optiflow — размер Large (большой)	20 в упаковке
OPT570	Взрослый интерфейс Optiflow для трахеостомы	20 в упаковке
RT008	Воздухозаборник Вентури*	20 в упаковке
900MR961	Адаптер двойного потока — для подключения трубки подачи дыхательной смеси 2	20 в упаковке

* Воздухозаборник Вентури не совместим с назальными канюлями F&P Optiflow



Система F&P 850™ | Терапия для младенцев

Драгоценная новая жизнь заслуживает наилучшего возможного начала. С первого вдоха и до полностью самостоятельного дыхания система F&P 850 помогает имитировать естественное физиологическое равновесие в здоровых, сформированных легких.


В результате те, кто ухаживает за новорожденными, могут заботиться об их жизни, будучи уверенными, что используют самые лучшие терапевтические решения, осуществляемые наиболее безопасными и эффективными способами.

Реанимация младенцев

Система ИВЛ для младенцев F&P Neoruff™ с увлажнителем MR850 может поставляться в комплекте с ручным аппаратом ИВЛ для поддержания оптимального увлажнения при реанимации (подача подогретой и увлажненной дыхательной смеси).

Аппарат F&P Neoruff™ — работающее на пневмоприводе устройство искусственной вентиляции легких с ручным управлением, предназначенное для обеспечения постоянного максимального давления вдоха (PIP) и положительного давления конца выдоха (ПДКВ).

Маски для ИВЛ младенцев специально разработаны с мягкими и гибкими краями для комфортного прилегания к лицу, обеспечивая герметичность вокруг рта и носа ребенка.



1

Увлажнитель и комплектующие для F&P Neopuff™

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
RD900	Ручной аппарат ИВЛ для младенцев с тройником Neopuff	1 в упаковке
MR850	Дыхательный увлажнитель MR 850	1 в упаковке
900MR806	Адаптер провода нагрева для дыхательных контуров с обогревом линии вдоха	1 в упаковке
900MR868	Температурный датчик/датчик потока для совместимых с MR850 дыхательных контуров (1,1 м)	1 в упаковке
900MR208	Отражающий экран для температурного датчика/датчика потока	20 в упаковке

2

Увлажнительные камеры

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR290V	Увлажнительная камера с автозаполнением для взрослых/младенцев с иглой для водяного мешка с клапаном	40 в упаковке
MR225	Увлажнительная камера малого объема с ручным заполнением для младенцев	50 в упаковке

3

Дыхательные контуры и комплекты

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
900RD110	Однолинейный реанимационный контур для младенцев, с тройником	10 в упаковке

4


Интерфейсы пациента и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
RD800-EN	Маска для ИВЛ младенцев — комплект для начинающих (только на английском языке)	5 в упаковке
RD800-SK	Маска для ИВЛ младенцев — комплект для начинающих (универсальный)	5 в упаковке
RD803-10	Маска для сильно недоношенных детей (размер XS)	10 в упаковке
RD804-10	Маска для недоношенных детей (размер S) 1	10 в упаковке
RD805-10	Маска для новорожденных (размер M) 1	10 в упаковке
RD806-10	Маска для младенцев (размер L)	10 в упаковке
RD807-10	Детская маска (размер XL)	10 в упаковке

Инвазивная вентиляция для младенцев

Инвазивная вентиляция с оптимальной влажностью — наилучшее решение для поддержки функций защиты дыхательных путей и вентиляции пациентов детского возраста.

Система F&P 850 создана таким образом, чтобы обеспечить оптимальный уровень влажности, и поставляется с ассортиментом дыхательных контуров, обеспечивающих совместимость с современными аппаратами ИВЛ для младенцев.



1

Увлажнитель и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR850	Дыхательный увлажнитель MR 850	1 в упаковке
900MR805	Адаптер провода нагрева для дыхательных контуров с обогревом линий вдоха и выдоха	1 в упаковке
900MR806	Адаптер провода нагрева для дыхательных контуров с обогревом линии вдоха	1 в упаковке
900MR868	Температурный датчик/датчик потока для совместимых с MR850 дыхательных контуров (1,1 м)	1 в упаковке
900MR208	Отражающий экран для температурного датчика/датчика потока	20 в упаковке

2

Увлажнительные камеры

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR290V	Увлажнительная камера с автозаполнением для взрослых/младенцев с иглой для водяного мешка с клапаном	40 в упаковке
MR290HFV	Увлажнительная камера с автозаполнением для взрослых/младенцев с иглой для водяного мешка с клапаном для применения при высокочастотной вентиляции	40 в упаковке
MR225	Увлажнительная камера малого объема с ручным заполнением для младенцев	50 в упаковке
900MR191X	Комплект удлинителя для наполнения водой	10 в упаковке

3

Дыхательные контуры и комплекты

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
RT265	Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с технологией Evaqua 2 и линией давления (поток >4 Л/мин)	10 в упаковке
RT266	Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с технологией Evaqua 2 и линией давления (поток >0,3-4 Л/мин)	10 в упаковке
RT267	Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с технологией Evaqua 2 и линией давления для аппаратов ИВЛ серии SLE2000	10 в упаковке
RT268	Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с технологией Evaqua 2 и линией давления для аппаратов ИВЛ серии SLE5000	10 в упаковке
RT235	Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с технологией Evaqua и линией давления (поток >4 Л/мин)	10 в упаковке
RT236	Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с технологией Evaqua и линией давления (поток >0,3-4 Л/мин)	10 в упаковке
RT225	Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с влагосборником на линии выдоха и линией давления (поток >4 Л/мин)	10 в упаковке
RT226	Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с влагосборником на линии выдоха и линией давления (поток >0,3-4 Л/мин)	10 в упаковке
RT227	Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с влагосборником на линии выдоха и линией давления для аппаратов ИВЛ серии SLE2000	10 в упаковке
RT228	Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с влагосборником на линии выдоха и линией давления для аппаратов ИВЛ серии SLE5000	10 в упаковке
RT125	Двухлинейный дыхательный контур (без камеры) для младенцев, с влагосборником на линии выдоха и линией давления (поток >4 Л/мин)	10 в упаковке
RT126	Двухлинейный дыхательный контур (без камеры) для младенцев, с влагосборником на линии выдоха и линией давления (поток >0,3-4 Л/мин)	10 в упаковке
RT127	Двухлинейный дыхательный контур (без камеры) для младенцев, с влагосборником на линии выдоха и линией давления для аппаратов ИВЛ серии SLE2000	10 в упаковке

4

Интерфейсы пациента и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
RT010	Комплект адаптеров для встроенного небулайзера	20 в упаковке
RT030	Комплект адаптеров для небулайзера с боковой струей	20 в упаковке
RT061	Комплект адаптеров для аппаратов ИВЛ производства компании Drager (2)	50 в упаковке
RT062	Адаптер для наконечника Люэра (2)	50 в упаковке
RT063	Адаптер для напорного отверстия (2)	100 в упаковке
RT064	Комплект адаптеров для кислородной терапии/CPAP для младенцев (2)	50 в упаковке
RT065	Комплект адаптеров для аппаратов ИВЛ производства компаний Hamilton/EME для младенцев (2)	10 в упаковке

Неинвазивная вентиляция и F&P Bubble CPAP™ для младенцев

Для применения при самостоятельном дыхании младенцев, которым необходима вспомогательная искусственная вентиляция легких, компания Fisher & Paykel Healthcare разработала систему пузырькового CPAP.

Система пузырькового CPAP F&P совмещает уникальные функции и передовую технологию увлажнения, предоставляя систему вспомогательной искусственной вентиляции легких, эффективную и простую в применении.

Интерфейс F&P Infant Interface дополняет систему пузырькового CPAP, обеспечивая оптимальную и комфортную поддержку с CPAP младенцам, для которых рискованно использовать назальные канюли или маски.



1

Увлажнитель и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR850	Дыхательный увлажнитель MR 850	1 в упаковке
900MR806	Адаптер провода нагрева для дыхательных контуров с обогревом линии вдоха	1 в упаковке
900MR868	Температурный датчик/датчик потока для совместимых с MR850 дыхательных контуров (1,1 м)	1 в упаковке
900MR208	Отражающий экран для температурного датчика/датчика потока	20 в упаковке

2

Дыхательные контуры, системы Bubble CPAP™ и комплекты для начинающих


№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
RT324	Комплект однолинейного дыхательного контура для младенцев, с линией давления, удлинителем линии выдоха для генератора потока CPAP и удлинителем водяного мешка	10 в упаковке
BC151-10	Однолинейный дыхательный контур для младенцев, с обогревом, с камерой MR290, коллектором давления и предохранительным клапаном для снижения давления при 17 смH ₂ O и генератором системы CPAP (для подключения к T-образным канюлям)	10 в упаковке
BC161-10	Однолинейный дыхательный контур для младенцев, с обогревом, с камерой MR290, коллектором давления и предохранительным клапаном для снижения давления при 17 смH ₂ O и генератором системы CPAP (для подключения к интерфейсу F&P)	10 в упаковке
BC171-10	Однолинейный дыхательный контур для младенцев, с обогревом, с камерой MR290, коллектором давления, линией давления и генератором системы CPAP (для подключения к генераторам потока)	10 в упаковке
BC461-SK	Комплект для пузырькового CPAP с BC161, 5 BC181 FlexiTrunk™, 10 шапочками и 30 канюлями разных размеров	комплект/ упаковка
BC471-SK	Комплект для пузырькового CPAP с BC171, 5 BC181 FlexiTrunk™, 10 шапочками и 30 канюлями разных размеров	комплект/ упаковка

3

Интерфейсы пациента и комплектующие для системы пузырькового CPAP F&P/аппарата ИВЛ с CPAP

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
BC180-05	Носовые трубки FlexiTrunk™ (50 мм)	5 в упаковке	BC6070-10	Назальная канюля (6,0 мм/7,0 мм)	10 в упаковке
BC181-05	Носовые трубки FlexiTrunk™ (70 мм)	5 в упаковке	BC6570-10	Назальная канюля (6,5 мм/7,0 мм)	10 в упаковке
BC182-05	Носовые трубки FlexiTrunk™ (100 мм)	5 в упаковке	BC800-10	Назальная маска — размер Small (маленький)	10 в упаковке
BC190-05	Носовые трубки FlexiTrunk™ (50 мм) с универсальным креплением	5 в упаковке	BC801-10	Назальная маска — размер Medium (средний)	10 в упаковке
BC191-05	Носовые трубки FlexiTrunk™ (70 мм) с универсальным креплением	5 в упаковке	BC802-10	Назальная маска — размер Large (большой)	10 в упаковке
BC192-05	Носовые трубки FlexiTrunk™ (100 мм) с универсальным креплением	5 в упаковке	BC803-10	Назальная маска — размер Extra Large (очень большой)	10 в упаковке
BC3020-10	Назальная канюля (3,0 мм/2,0 мм)	10 в упаковке	BC300-05	Детская шапочка (17-22 см)	5 в упаковке
BC3520-10	Назальная канюля (3,5 мм/2,0 мм)	10 в упаковке	BC303-05	Детская шапочка (22-25 см)	5 в упаковке
BC4030-10	Назальная канюля (4,0 мм/3,0 мм)	10 в упаковке	BC306-05	Детская шапочка (25-29 см)	5 в упаковке
BC4540-10	Назальная канюля (4,5 мм/4,0 мм)	10 в упаковке	BC309-05	Детская шапочка (29-36 см)	5 в упаковке
BC5040-10	Назальная канюля (5,0 мм/4,0 мм)	10 в упаковке	BC325-05	Головное крепление (29-36 см)	5 в упаковке
BC5050-10	Назальная канюля (5,0 мм/5,0 мм)	10 в упаковке	BC328-05	Головное крепление (35-40 см)	5 в упаковке
BC5550-10	Назальная канюля (5,5 мм/5,0 мм)	10 в упаковке	BC331-05	Головное крепление (40-45 см)	5 в упаковке
BC5560-10	Назальная канюля (5,5 мм/6,0 мм)	10 в упаковке	BC351-10	Ремешок для подбородка (20-26 см)	10 в упаковке
BC6060-10	Назальная канюля (6,0 мм/6,0 мм)	10 в упаковке	BC353-10	Ремешок для подбородка (26-32 см)	10 в упаковке

Optiflow и кислородная терапия для младенцев



1

Увлажнитель и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR850	Дыхательный увлажнитель MR 850	1 в упаковке
900MR806	Адаптер провода нагрева для дыхательных контуров с обогревом линии вдоха	1 в упаковке
900MR868	Температурный датчик/датчик потока для совместимых с MR850 дыхательных контуров (1,1 м)	1 в упаковке
900MR208	Отражающий экран для температурного датчика/датчика потока	20 в упаковке

2

Увлажнительные камеры

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
MR290V	Увлажнительная камера с автозаполнением для взрослых/младенцев с иглой для водяного мешка с клапаном	40 в упаковке

3

Дыхательные контуры и комплекты

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
RT330	Комплект детских дыхательных трубок Optiflow Junior для MR850	10 в упаковке
RT329	Комплект однолинейного дыхательного контура для младенцев с клапаном сброса давления	10 в упаковке
RT202	Комплект однолинейного взрослого дыхательного контура для кислородной палатки	10 в упаковке
RT102	Комплект однолинейного взрослого дыхательного контура (без камеры) для кислородной палатки	10 в упаковке

4

Интерфейсы пациента и комплектующие

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
OPT312	Назальная канюля Optiflow Junior для недоношенных детей (поток до 8 Л/мин)	20 в упаковке
OPT314	Назальная канюля Optiflow Junior для новорожденных (поток до 8 Л/мин)	20 в упаковке
OPT316	Назальная канюля Optiflow Junior для младенцев (поток до 20 Л/мин)	20 в упаковке
OPT318	Детская назальная канюля Optiflow Junior (поток до 25 Л/мин)	20 в упаковке
BC2425-20	Назальная канюля для недоношенных детей (поток до 6 Л/мин)	20 в упаковке
BC2435-20	Назальная канюля для новорожденных (поток до 6 Л/мин)	20 в упаковке
BC2445-20	Назальная канюля для младенцев (поток до 7 Л/мин)	20 в упаковке
BC2455-20	Назальная канюля, средняя (поток до 7 Л/мин)	20 в упаковке
BC3780-20	Детская назальная канюля (поток до 8 Л/мин)	20 в упаковке
OPT010	Запасные пластыри Wigglepad Optiflow Junior для недоношенных детей	20 в упаковке
OPT012	Запасные пластыри Wigglepad Optiflow Junior для новорожденных, младенцев и детей	20 в упаковке
BC402-05	Комплект линии подачи дыхательной смеси для расходомера двойного потока	5 в упаковке
BC115-05	Клапан сброса давления	5 в упаковке



MedicHome.ru